Реферат

Выпускная квалификационная работа состоит из 99 страниц, 39 рисунков, 28 формул, 27 источников литературы.

Ключевые слова: нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, сверточные нейронные сети, классификация, электрокардиограмма.

Актуальность: нерешенность вполне задачи диагностики сердечнососудистых заболеваний (ошибки 1-го, 2-го родов) и, в этой связи, весьма актуально повышение точности диагностики, снижение вероятности совершить экспертом диагностические ошибки.

Цель работы: разработка многозначного классификатора, способного с определенной точностью относить данные ЭКГ к пяти классам: нормальный, инфаркт миокарда, изменение сегмента ST/T, нарушение проводимости, гипертрофия.

Задачи:

- 1) обзор и обработка набора данных ЭКГ сигналов;
- 2) выбор и разработка моделей нейронных сетей;
- 3) обучение и тестирование моделей.

Основные результаты: цель достигнута, все задачи решены.

Практическая значимость: полученную модель можно использовать для диагностики заболеваний по данным ЭКГ. Точность модели была получена в окрестности 80%. Результаты работы могут носить рекомендательный характер и составлять элемент алгоритмического аппарата соответствующей системы поддержки принятия решений.

Abstract

The graduate qualification work consists of 99 pages, 39 figures, 28 formulas, 27 sources of literature.

Keywords: neural networks, recurrent neural networks, convolutional neural networks, classification, electrocardiogram.

Relevance: the unsolved problem of diagnostics of cardiovascular diseases (errors of the 1st, 2nd labor) and, in this connection, it is very actual to increase the accuracy of diagnostics, to decrease the probability of making diagnostic errors by an expert.

Purpose of the work: development of a multivalued classifier capable of classifying ECG data with a certain accuracy into five classes: normal, myocardial infarction, ST/T segment change, conduction disturbance, hypertrophy.

Objectives:

- 1) review and processing of a dataset of ECG signals;
- 2) selection and development of neural network models;
- 3) training and testing of the models.

Main results: the goal was achieved, all tasks were solved.

Practical significance: the obtained model can be used to diagnose diseases from ECG data. The accuracy of the model was obtained in the neighborhood of 80%. The results of the work can be of a recommendatory nature and constitute an element of the algorithmic apparatus of the corresponding decision support system.

Содержание

Переч	чень сокращений	5
Введе	эние	6
1. П	lостановка задачи	g
2. A	Анализ предметной области	10
3. T	ребования к ПО	16
3.1.	. Общее описание	16
3.2.	. Операционная среда	16
3.3.	. Ограничения дизайна и реализации	16
3.4.	. Требования к странице "Обработка данных"	17
3.5.	. Требования к странице "Нейронные сети"	19
3.6.	. Требования к странице "Гиперпараметры"	20
3.7.	. Требования к странице "Обучение модели"	22
3.8.	. Требования к странице "Результаты обучения"	23
4. P	Результат разработки ПО	25
4.1.	. Страница "Обработка данных"	25
4.2.	. Страница "Нейронные сети"	28
4.3.	. Страница "Гиперпараметры"	29
4.4.	. Страница "Обучение моделей"	30
4.5.	. Страница "Результаты обучения"	33
5. Д	1 анные	35
6. П	Тредобработка данных	41
6.1.	. 1D обработка	41
6.2.	. 2D обработка	41
6.3.	. Метки	46
6.4.	. Разбиение на обучающую, валидационную и тестовую наборы	47
7. A	Архитектуры нейронных сетей	48
7.1.	. Рекуррентные нейронные сети	48
7.2.	. Gated Recurrent Unit	49
7.3.	. Сверточные нейронные сети	51
7.4.	. AlexNet	54
8. C	Описание параметров сетей	56
8.1.	. Функция потерь	56
8.2.	. Функции активации	58
8.3.	. Оптимизаторы	59

9. Мет	9. Метрики качества для оценки моделей62						
10.	Эбучение и тестирование моделей	64					
10.1.	GRU	64					
10.2.	BiGRU	68					
10.3.	AlexNet	72					
Заключе	ение	76					
Список	литературы	78					
Прилож	ение А	82					
Приложение Б87							
Прилож	ение В	90					
Прилож	Приложение Г92						

Перечень сокращений

- 1D one-dimensional (одномерный);
- 2D two-dimensional (двумерный);
- BCE Binary Cross-Entropy (бинарная кросс-энтропия);
- CNN Convolutional Neural Network (сверточная нейронная сеть);
- GAF Gramian Angular Fields (грамианские угловые поля);
- GRU Gated Recurrent Unit (управляемый рекуррентный блок);
- MTF Markov Transition Field (марковское переходное поле);
- NN Neural Network (нейронная сеть);
- RNN Recurrent Neural Network (рекуррентная нейронная сеть);
- RP Recurrence Plot (график повторения);
- UC use case (вариант использования);
- МО машинное обучение;
- ПО программное обеспечение;
- ЭКГ электрокардиограмма;

Введение

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире [1]. Правильная диагностика работы сердце — ключ к правильно подобранному курсу лечения.

Электрокардиография — одна из основных диагностических мероприятий при обследовании сердца. Этот метод используется для регистрации и изучения электрических полей, возникающих при работе сердца. Результатом электрокардиографии является получение электрокардиограммы (ЭКГ).

Электрокардиограмма — это запись электрической активности сердца. Он предоставляет информацию о частоте сердечных сокращений, ритме и проведении электрических импульсов в сердце.

По данным ЭКГ можно распознать множество заболеваний, не только сердечных. Расшифровать показания ЭКГ для выявления патологий довольно сложная задача. 5-6 зубцов; 12 отведений (может быть и больше); интервалы между зубцами, комплексами зубцов, сегментами; высота зубцов; относительная высота зубцов; в каждом отведении своя картина и свои нормы показателей; связи между отведениями и зубцами; и многие другие характеристики – всё это надо учитывать при анализе ЭКГ [2].

Ручная интерпретация ЭКГ сигнала — сложная и утомительная работа, поэтому существует вероятность человеческой ошибки в процессе анализа даже для экспертов с многолетним стажем.

Целью данной дипломной работы является автоматизация диагностики заболевания по данным электрокардиограммы на основе алгоритмов машинного обучения. Полученная система может стать помощником в заключение диагноза экспертом.

Актуальность задачи автоматизации диагностики заболеваний по данным ЭКГ обусловлена несколькими факторами:

- 1) нерешенностью вполне задачи диагностики практически для любых заболеваний (ошибки 1-го, 2-го родов) и, в этой связи, весьма актуально повышение точности диагностики, снижение вероятности совершить экспертом диагностические ошибки;
- 2) потребностью создания базовых алгоритмов для создания и внедрения автоматизированных систем диагностики, позволивших бы улучшить доступность качественной диагностики в удаленных и малонаселенных регионах, где не хватает квалифицированных врачей;
- 2) быстрым ростом публикаций с новыми методами анализа данных, главным образом, основанных на алгоритмах машинного обучения и их комбинациях, корректное использование которых способствует развитию научных исследований в области биомедицинской инженерии и медицинской информатики.

Традиционные методы классификации сигнала ЭКГ в основном основаны на ручной обработке или ручном извлечении признаков такими методами, как:

- методы цифровой фильтрации [3],
- сочетание экспертных методов [3],
- пороговые методы [5],
- анализ главных компонент [6],
- преобразования Фурье [7],
- вейвлет-преобразования [8].

Некоторые из классификаторов, используемых с этими извлеченными признаками, — это

- машины опорных векторов [9],
- скрытые марковские модели [10],
- нейронные сети [11].

Главным недостатком этих традиционных методов является разделение части извлечения признаков и части классификации паттернов. Кроме того, эти методы требуют экспертных знаний о входных данных [13].

Современные исследователи данной задачи сосредоточили внимание на использование глубоких нейронных сетей разных архитектур для ее решения [13], [23].

В данном курсовом проекте реализуются и сравниваются три сети для достижения цели:

- рекуррентные GRU и двунаправленный GRU;
- сверточный AlexNet.

Так как сверточным сетям необходимы изображения, исходные данные преобразуются в двумерные представления тремя разными способами, которые характеризуют их (данные) с разных сторон.

1. Постановка задачи

Целью проекта является разработка многозначного классификатора, способного с определенной точностью относить данные ЭКГ к пяти классам: нормальный, инфаркт миокарда, изменение сегмента ST/T, нарушение проводимости, гипертрофия.

Классификатором является глубокая нейронная сеть.

Задачи для достижения цели:

- 1) анализ предметной области;
- 2) обзор существующих способов решения;
- 3) разработка ПО для удобной обработки данных и настройки параметров моделей МО конкретно для данной задачи;
- 4) обзор и обработка набора данных ЭКГ сигналов;
- 5) выбор и разработка моделей машинного обучения;
- 6) обучение и тестирование разработанных моделей;

В результате обученные модели будут доступны для диагностирования новых данных.

2. Анализ предметной области

Сокращению любой мышцы сопутствует электрические изменения, именуемые "деполяризацией", и эти изменения могут быть зафиксированы с помощью электродов, наложенных на поверхность тела. Так как при этом регистрируются все мышечные сокращения, для записи электрических изменений, связанных с сокращениями сердечной мышцы, пациент должен быть полностью расслаблен и никакие скелетные мышцы не должны в этот момент сокращаться [2].

Запись электрической активности сердца называется электрокардиограммой.

Чтобы получить ЭКГ с 12 отведениями, 10 электродов размещаются на конечности и грудь (Рисунок 1). Четыре электрода размещаются на левых и правых руках и ногах. Остальные шесть размещаются на передней поверхности грудной клетки и обозначаются V1 – V6. Расположение этих электродов следующее:

- V1 четвертое межреберье справа от грудины;
- V2 четвертое межреберье слева от грудины;
- V4 пятое межреберье по среднеключичной линии;
- V3 середина пути между V2 и V4;
- V5 пятое межреберье, на том же самом уровне как электрод V4, но расположен по левой передней подмышечной линии¹;
- V6 средняя подмышечная линия², на том же самом уровне, что и V4 и V5.

¹ Левая передняя подмышечная линия - воображаемая вертикальная линия, которая простирается от передней складки подмышки.

 $^{^{2}}$ Средняя подмышечная линия - воображаемая вертикальная линия, проведенная с середины подмышки.




Рисунок 1. Стандартное расположение 10 электродов для записи 12 отведений ЭКГ.

Чтобы измерить любой вид электрической активности, требуются два электрода, чтобы измерительный прибор мог определить разность потенциалов между ними. Кардиограмма традиционно использует 12 отведений для определения активности сердца. Они обозначаются как I, II, III,

- aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 [14]. Отведения классифицируются следующим образом:
- 1) стандартные (двухполюсные) отведения. Регистрация стандартных отведений от конечностей проводится при попарном подключении электродов:
 - І стандартное отведение левая рука (+) и правая рука (-);
 - II стандартное отведение левая нога (+) и правая рука (-);
 - III стандартное отведение левая нога (+) и левая нога (-).

Электроды накладываются на левой руке, правой руке и левой ноге. На правую ногу накладывается 4-й электрод для подключения к заземляющему проводу;

- 2) усиленные однополюсные отведения от конечностей. Однополюсные отведения характеризуются наличием только одного активного положительного электрода, отрицательный электрод индифферентен и представляет собой «объединенный электрод Гольберга», который образуется при соединении через дополнительное сопротивление двух конечностей:
 - aVR отведение от правой руки;
 - aVL от левой руки;
 - aVF от левой ноги;
- 3) грудные отведения. Грудные отведения в ЭКГ являются однополюсными. Активный электрод присоединяется к положительному полюсу электрокардиографа, а объединенный от конечностей тройной индифферентный электрод к отрицательному полюсу аппарата. Грудные отведения принято обозначать буквой V:
 - V1 активный электрод располагают в IV межреберье у правого края грудины;
 - V2 в IV межреберье у левого края грудины;
 - V3 между IV и V межреберьями по левой окологрудинной линии;
 - V4 в V межреберье по левой среднеключичной линии;
 - V5 в V межреберье по передней подмышечной линии;
 - V6 и V межреберье по средней подмышечной линии.

Запись электрокардиограммы проводится при спокойном дыхании пациента. Сначала — в I, II, III стандартных отведениях, далее — в усиленных однополюсных отведениях от конечностей (aVR, aVL, aVF), затем — в грудных отведениях V1. V2, V3, V4, V5, V6. В каждом из отведений следует регистрировать не менее 4-х сердечных циклов [15].

Таким образом, ЭКГ имеет следующий вид (Рисунок 2)




Рисунок 2. Пример ЭКГ. Нормальный синусовый ритм

На записи ЭКГ различают колебания P, Q, R, S и T (иногда и U, который следует после зубца T), которые называются зубцами (Рисунок 3).




Рисунок 3. Базовая форма нормальной $ЭК\Gamma^3$

Электрическая активность, произведенная деполяризацией предсердий, регистрируется на ЭКГ в виде зубца Р. Далее идет желудочковая деполяризация, которая приводит к большому отклонению, названному комплексом QRS. Первое отрицательное отклонение называют зубцом Q, первое положительное отклонение — зубец R, а любое отрицательное отклонение после R — зубец S. После сегмента QRS регистрируется

³ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SinusRhythmLabels.svg#/media/File:SinusRhythmLabels.svg/2

изоэлектрический период, называемый ST сегментом. Наконец, когда сокращения желудочков закончены, они начинают реполяризовываться и возвращаться в их первоначальное состояние, чтобы подготовиться к следующему циклу деполяризации/сокращения. Желудочковая реполяризация сопровождается зубцом Т [14].

Анализ ЭКГ – это распознавание паттернов, т.е. отнесение электрокардиографических образов (форма зубцов, комплексов и их сочетания) к определенной патологии [2].

3. Требования к ПО

3.1. Общее описание

ПО, о котором пойдет речь в данном разделе напрямую не связан с целью проекта, но представляет лишь графический интерфейс для настройки гиперпараметров нейронных сетей и их обучения, а также для обработки данных. ПО предназначено для программистов.

ПО имеет 5 основных страниц:

- 1) "Обработка данных" предназначена для скачивания и обработки датасетов;
- 2) "Нейронные сети" предназначена для выбора нейронной сети, которая будет обучаться;
 - 3) "Гиперпараметры" предназначена для установки параметров обучения;
 - 4) "Обучение модели" предназначена для запуска процесса обучения;
- 5) "Результаты обучения" предназначена для просмотра результатов обучения;

3.2. Операционная среда

- Операционная система: Windows 11, версия 23H2;
- Система запускается как скрипт python. Версия Python 3.12.1.

3.3. Ограничения дизайна и реализации

- Весь код должен быть написан на языке Python с использованием библиотеки CustomTkinter
 - Код должен быть форматирован согласно стандарту РЕР8.

3.4. Требования к странице "Обработка данных"




Рисунок 4. Диаграмма вариантов использования для страницы "Обработка данных"

Таблица 1. Варианты использование страницы "Обработка данных"

UC-1 При нажатии кнопки "Скачать датасет" открывается диалоговое окно. В диалоговом окне требуется указать url-адрес к zip-каталогу датасета в интернете, а также имя директории, куда будет распакован zip-каталог. После нажатия кнопки "Скачать" начинается скачивание. Если такое имя уже существует, выводится текст:

	"Датасет с таким именем уже существует" и скачивание не						
	начинается. Прогресс скачивание отображается под кнопкой						
	"Скачать". Датасет сохраняется по пути "./data/raw/", где "." корень						
	проекта.						
UC-2	Пользователь выбирает частоту дискретизации 100 Гц или 500 Гц.						
UC-3	Пользователь выбирает, какие из 12 отведений будут участвовать в						
	обработке данных и обучении сетей.						
UC-4	Пользователю предлагается два вида обработки данных: 1D и 2D.						
	При нажатии кнопки "Файл для обработки данных", открывается						
	руthon-файл в редакторе для соответствующего вида обработки с						
	функциями подготовки данных. При нажатии кнопки "Обработать						
	данные" открывается диалоговое окно, в котором пользователь						
	может выбрать датасет из "./data/raw/", и указать имя директории (не						
	полный путь), в котором будут сохранены подготовленные данные.						
	При нажатии кнопки "Обработать" начинается процесс обработки.						
	Если имя директории, в котором будут сохранены данные уже						
	существует, то выводиться сообщение "Такое имя уже существует"						
	и процесс обработки не начинается. Обработанные данные хранятся						
	на путях "./data/processed/1D" и "./data/processed/2D",						
	соответственно выбранному пользователем 1D или 2D обработке.						
UC-5	Переходит на страницу выбора нейронной сети.						

3.5. Требования к странице "Нейронные сети"




Рисунок 5. Диаграмма вариантов использования для страницы "Нейронные сети"

Таблица 2. Варианты использование страницы "Нейронные сети"

UC-6	Возвращается на страницу "Обработка данных".					
UC-7	Пользователь выбирает нейронную сеть для обучения. Список					
	формируется из имеющихся реализаций в "./src/nn1d/" и					
	"./src/nn2d/".					
UC-8	Переходит на страницу настройки гиперпараметров обучения.					

3.6. Требования к странице "Гиперпараметры"




Рисунок 6. Диаграмма вариантов использования для страницы "Гиперпараметры"

Таблица 3. Варианты использование страницы "Гиперпараметры"

UC-9	Возвращается на страницу "Нейронные сети".					
UC-10	Пользователю предлагается ввести следующие параметры:					
	• epochs – количество эпох обучения (целое положительное					
	число),					
	• batch_size – размер мини-пакета (целое положительное число),					
	• learning_rate – скорость обучения (число в диапазоне [0, 1]),					
	• 12_decay – L2-регуляризация (число в диапазоне [0, 1]),					
	• optimizer – выпадающий список с выбором между "adam" и					
	"sgd",					
	• device – выпадающий список с выбором между "cuda", "cpu" и					
	"mps".					
	При нарушении ограничений красным подсвечивается					
	соответствующий параметр.					
UC-11	Открывает в редакторе python-файл с код реализации выбранного на					
	предыдущей странице нейронной сети.					
UC-12	Пользователю предлагается выбрать из списка возможных					
	подготовленные данные. Список составляется из обработанных					
	данных, которые находятся на путях "./data/processed/1D" и					
	"./data/processed/2D", соответственно тому, какая нейронная сеть					
	была выбрана на предыдущей странице: из "./src/nn1d/" или					
	"./src/nn2d/".					
UC-13	Пользователю предлагается ввести имя модели, под которым будет					
	сохранена модель и результаты обучения. Если такое имя уже					
	существует в "./models" или в "./reports", то поле подсвечивается					
	красным и выводиться сообщение: "Такое имя уже существует". При					
	отсутствии имени поле также подсвечивается красным и выводиться					
	сообщение: "Недопустимое имя".					

UC-14 Переходит на страницу обучения модели. Если не выбраны подготовленные данные, или нарушены ограничения параметров или имени модели, то переход не происходит.

3.7. Требования к странице "Обучение модели"




Рисунок 7. Диаграмма вариантов использования для страницы "Обучение модели"

Таблица 4. Варианты использование страницы "Обучение модели"

UC-15	Возвр	Возвращается на страницу "Гиперпараметры".						
UC-16	При	При нажатии кнопки "Обучить модель" начинается процесс						
	обуче	обучения модели. Варианты UC-15 и UC-16 становятся недоступны.						

	Отображается прогресс обучения. По завершении обучения, UC-17
	становиться доступным.
UC-17	Переходит на страницу результатов обучения. Недоступно до тех
	пор, пока не завершится обучение, начатое в UC-16.

3.8. Требования к странице "Результаты обучения"




Рисунок 8. Диаграмма вариантов использования для страницы "Результаты обучения"

Таблица 5. Варианты использование страницы "Результаты обучения"

UC-15	Возвращается на страницу "Обучение модели".					
UC-16	Пользователь может открывать соответствующие результаты					
	обучения из "./reports/model_name/". (Пояснение: по завершении					

	обучения	отчеты	сохраняются	В	"./reports/model_name/",	где	
	"model_name", указанное в UC-13).						
UC-17	Закрывает приложение						

4. Результат разработки ПО

Код представлен в Приложении А.

4.1. Страница "Обработка данных"




Рисунок 9. Страница "Обработка данных"




Рисунок 10. Диалоговое окно скачивания данных из интернета




Рисунок 11. Данные скачаны




Рисунок 12. Диалоговое окно обработки данных




Рисунок 13. Данные обработаны

4.2. Страница "Нейронные сети"




Рисунок 14. Страница "Нейронные сети"

4.3. Страница "Гиперпараметры"




Рисунок 15. Страница "Гиперпараметры"

4.4. Страница "Обучение моделей"




Рисунок 16. Страница "Обучение модели"




Рисунок 17. Процесс обучения




Рисунок 18. Завершение обучения

4.5. Страница "Результаты обучения"




Рисунок 19. Страница "Результаты обучения"




Рисунок 20. Результаты обучения сохранены

	TP	TN	FP	FN	Sensitivity	Specificity	G-mean
MI	2.2%	27.96%	1.08%	37.0%	1.45%	99.27%	12.02%
STTC	95.33%	11.0%	92.98%	11.88%	66.6%	38.4%	50.57%
CD	1.37%	28.37%	3.78%	33.52%	1.01%	97.53%	9.92%
HYP	1.1%	32.67%	2.16%	17.61%	1.53%	98.76%	12.28%
all	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	19.9%	84.04%	40.9%

Рисунок 21. Все отчеты можно открыть в редакторах или браузере

5. Данные

В целях обучения моделей в данной работе используется база данных PTB-XL, a large publicly available electrocardiography⁴.

Исходные данные:

- название базы данных: PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset;
 - база данных специально подготовлена для машинного обучения;
 - 21799 записей от 18869 пациентов;
 - продолжительность записей 10 секунд;
 - 52% мужчин и 48% женщин;
 - возраст от 0 до 95 (медиана 62, interquantile диапазон 22);
- 12 отведений (I, II, III, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) с электродами сравнения на правой руке;
- распределение диагнозов (диагнозы сгруппированы в суперклассы) (Таблица 1) (Рисунок 22):

Таблица 6. Распределение диагнозов

Количество записей	Класс	Описание
9514	NORM	Normal ECG
5469	MI	Myocardial Infarction
5235	STTC	ST/T Change
4898	CD	Conduction Disturbance
2649	HYP	Hypertrophy

_

⁴ https://physionet.org/content/ptb-xl/1.0.3/




Рисунок 22. Графическая сводка набора данных PTB-XL с точки зрения диагностических суперклассов и подклассов, определение используемых аббревиатур см. в Таблице 7^5

Таблица 7. Описание аббревиатур SCP-ECG для супер- и подклассов⁶

		Acronym	SCP statement Description
		NORM	Normal ECG
		CD	Conduction Disturbance
Superclasses		MI	Myocardial Infarction
		HYP	Hypertrophy
		STTC	ST/T change
Subclasses	NORM	NORM	Normal ECG
Succiusses	CD	LAFB/LPFB	left anterior/left posterior fascicular block

⁵ https://www.nature.com/articles/s41597-020-0495-6/figures/1

⁶ https://www.nature.com/articles/s41597-020-0495-6/tables/6

		IRBBB	incomplete right bundle branch block
		ILBBB	incomplete left bundle branch block
		CLBBB	complete left bundle branch block
		CRBBB	complete right bundle branch block
		_AVB	AV block
		IVCB	non-specific intraventricular conduction
		TVCB	disturbance (block)
		WPW	Wolff-Parkinson-White syndrome
		LVH	left ventricular hypertrophy
	НҮР	RHV	right ventricular hypertrophy
		LAO/LAE	left atrial overload/enlargement
		RAO/RAE	right atrial overload/enlargement
		SEHYP	septal hypertrophy
		AMI	anterior myocardial infarction
	MI	IMI	inferior myocardial infarction
	1V11	LMI	lateral myocardial infarction
		PMI	posterior myocardial infarction
		ISCA	ischemic in anterior leads
		ISCI	ischemic in inferior leads
	STTC	ISC_	non-specific ischemic
		STTC	ST-T changes
		NST_	non-specific ST changes

Содержимое базы данных

- Каждая запись представлена в Waveform Database (WFBD) формате, которая состоит из двух (иногда трех) файлов:
 - .dat двоичный файл, содержащий образцы оцифрованных (дискретизированных) сигналов (samples of digitized signals);

- .hea короткий текстовый файл, описывающий содержимое связанных файлов сигналов (.dat файлов);
- точность до 16 бит при разрешении 1 мкВ / LSB (16 bit precision at a resolution of $1\mu V/LSB$);
- частота дискретизации 500Γ ц (records 500/) и те же данные с частотой дискретизации 100Γ ц (records 100/).
- Соответствующие метаданные хранятся в ptbxl_database.cvs с одной строкой на запись, идентифицируемую ecg_id. Файл содержит 28 столбцов, которые можно разделить на:
 - а. Идентификаторы (Identifiers):
 - ecg id уникальный идентификатор записи;
 - patient_id идентификатор соответствующего пациента;
 - filename_hr путь к исходной записи (500 Гц);
 - filename_lr путь к записи с пониженной частотой дискретизации (100 Гц).
 - b. Общие метаданные (General Metadata): демографические и регистрационные (recording) метаданные
 - возраст (age);
 - пол (sex);
 - pocт (height);
 - вес (weight);
 - медсестры (nurse);
 - сайт (site);
 - устройство (device);
 - дата записи (recording date).
 - с. Отчеты ЭКГ (Ecg statements):
 - scp_code SCP-ECG (стандарт такой есть) отчеты (т.е. диагнозы) в виде словаря с записями вида *statement: likelihood*, где вероятность установлена равной 0, если неизвестно (SCP-ECG statements as a

dictionary with entries of the form statement: likelihood, where likelihood is set to 0 if unknown);

- report отчет в виде строки;
- heart_axis;
- infarction_stadium1;
- infarction_stadium2;
- validated_by;
- second_opinion;
- initial_autogenerated_report;
- validated_by_human.
- d. Метаданные сигнала (Signal Metadata):
 - static_noise статический шум сигнала;
 - burst_noise импульсный шум сигнала;
 - baseline_drift смещение (дрейф) нулевой (базовой) линии;
 - electrodes_problems;
 - extra_beats для подсчета дополнительных систол и кардиостимулятора образцы сигналов, указывающих на активный кардиостимулятор.
- e. Крос-валидационные сгибы (Cross-validation Folds):
 - start_fold рекомендуемые 10-кратные разбиения при обучающем тестировании (strat_fold), полученные с помощью стратифицированной выборки с учетом распределения пациентов, т. е. Все записи конкретного пациента были отнесены к одному и тому же сгибу. Записи в fold 9 и 10 прошли по крайней мере одну оценку человеком и, следовательно, имеют особенно высокое качество маркировки. Поэтому мы предлагаем использовать fold 1-8 в качестве обучающего набора, fold 9 в качестве проверочного набора и fold 10 в качестве тестового набора.

- Вся информация, относящаяся к используемой схеме аннотаций, хранится в специальном scp_statements.csv:
 - категория (category), к которой может быть отнесен каждый отчет (diagnostic, form and/or rhythm);
 - иерархическая организация для диагностических заключений делиться на diagnostic_class и diagnostic_subclass.

6. Предобработка данных

Обработка данных происходит согласно статье [13]. Одномерные NN (в данной работе это RNN) используют исходное одномерное представление данных. Двумерные NN (CNN) требуют двумерного представления, т.е. необходимо исходный 1D сигнал преобразовать в 2D. Меткам нужна дать числовые значения. Код представлен в Приложении Б.

6.1. 1D обработка

1D обработка заключается в следующем:

- 1) мы будем использовать данные с частотой дискретизации 100 Гц, поскольку частота 90 Гц была признано минимальной для выявления форм волны в сигнале (P, QRS и T) [18];
- 2) будем использовать только сигналы трех отведений: I, II, V2. Использование всех 12 отведений потребовало бы больших вычислительных ресурсов. Исходя из [19] по данным этих трех отведений были успешно реконструированы 12 отведений. Следовательно, они содержат большую часть релевантной информации из всех каналов;
- 3) применим полосовой фильтр Баттерворта второго порядка с частотой среза верхних частот 1 Гц для подавления блуждания базовой линии и частотой среза низких частот 45 Гц для устранения высокочастотных шумов [20]-[22];
 - 4) z-нормализация, чтобы уменьшить влияние выбросов.

Для обучение одномерных нейронных сетей этого достаточно. Но для двумерных сетей необходимо преобразовать одномерный сигнал в двумерный.

6.2. 2D обработка

2D обработка заключается в преобразовании 1D представления в изображение, как это было сделано в [23]. Чтобы сохранить корреляционную зависимость между сэмплами, применяются Gramian Angular Field (GAF), Recurrence Plot (RP) и Markov Transition Field (MTF). Автор статьи [23], что эти

преобразования лучше, по сравнению с другими преобразованиями, такими как короткопериодное преобразование Фурье или вейвлет-преобразование.

Gramian Angular Field

GAF — это изображение, полученное из временного ряда, представляющее собой некую временную корреляцию между каждой парой значений временного ряда. Представляет изображение в угловой системе, взамен простой прямоугольной. Пусть E - сигнал ЭКГ из n значений (samples), такое, что $E = \{s_1, s_2, \ldots, s_n\}$. Нормализовав E получим \overline{E} . Нормализованную ЭКГ можно отобразить на угловую систему следующим образом: значения сигнала преобразуем в угловые значения (angular cos) через arccos, а временную метку - в радиус.

$$\beta = \arccos(s_{i0})$$

$$R = \frac{t_i}{C}$$
(1)

где s_{i0} - нормализованное значение сигнала; t_i - временная метка для s_{i0} ; $i=\{1,2,\ldots,n\}$; C - константа, регулирующая радиус.

Чтобы наилучшим образом показать корреляцию между двумя значениями разных временных меток, используются два метода: суммирования и разности. В данной работе используется метод суммирования, который имеет вид:

$$Grammian \ field = \cos \left(\beta_i + \beta_j\right);$$

$$Grammian \ field = \overline{E}^T.\overline{E} - \sqrt{I - \overline{E}^{T^2}}.\sqrt{I - \overline{E}^2},$$
 (2)

где $i, j = \{1, 2, ..., n\}, I$ - единичный вектор (unit row vector).

Recurrence Plot

RP – это изображение, представляющее расстояние между траекториями (временными точками), извлеченными из исходного временного ряда

$$R-plot = \alpha \left(\lambda - \left| \left| s_i - s_j \right| \right| \right), \tag{3}$$

где λ - предельное значение; $i,j=\{1,2,\ldots,n\},$ α - функция Хевисайда, которая имеет вид

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1, & x \ge 0. \end{cases} \tag{4}$$

Markov Transition Field

МТГ — это изображение, полученное из временного ряда, представляющее собой поле вероятностей перехода для дискретизированного временного ряда. Он показывает, насколько связаны между собой две произвольные значения временного ряда, относительно того, как часто они появляются рядом друг с другом во временном ряду.

Первый шаг преобразования - разложение каждого значения временного ряда по квантилям (или бинам). Например, если у нас есть временной ряд с непрерывными значениями от 0 до 1, и мы задаем квантиль, равный 10, то значения ряда будут распределены по 10 интервалам (например, 0-0.1, 0.1-0.2, ..., 0.9-1.0).

Далее формируется матрица переходов состояний:

$$A_{ij} = P(s_t = j | s_{t-1} = i). (7)$$

Т.е. A_{ij} - это вероятность перехода из состояния i в состояние j. Оцениваем это значение методом максимального правдоподобия: A_{ij} равно отношению количества переходов из i в j на общее число раз, когда мы находились в состоянии i.

Заметим, что если у нас Q квантилей, то A - это матрица $Q \times Q$.

Эта матрица учитывает только вероятности переходов между бинами, независимо от времени, и это приводит к потере информации о пространственных характеристиках сигнала. Для устранения этого недостатка матрицу A преобразуют в марковское поле переходов M:

$$M_{kl} = A_{q_k q_l}, \tag{8}$$

где q_k - квантиль для x_k ; q_l - квантиль для x_l . Индексы при A относятся к состояниями, а индексы при M - к временным меткам.

 A_{ij} - вероятность перехода из состояния i в состояние j.

 M_{kl} - вероятность одноступенчатого (one-step) перехода из бина для x_k в бин для x_l . Т.е. x_k и x_l рассматриваются как две точки в временном ряде в произвольные моменты времени k и l.

 q_k и q_l - соответствующие квантили.

 M_{kl} - это вероятность прямого одноступенчатого (direct one-step) (т.е. марковского) перехода от q_k к q_l во временном ряду [24].

- 1) во-первых, используем все те же три отведения I, II, V2 с частотой дискретизации 100 Гц и тот же полосовой фильтр Баттерворта, что и при 1D обработке (пункты 1-3 1D обработки);
- 2) нормализуем сигнал, так, чтобы все значения были в интервале от [0:1];
- 3) для каждого из трех отведений мы создаем по три изображения размерностью (1000, 1000) (итого 3х3). Объединив их получим одно изображения размерностью (9, 1000, 1000).
- 4) вышеупомянутые три изображения получаем, используя GAF, RP и MTF, согласно статье [23];
- 5) уменьшения размера изображения методом интерполяции до размеров 224 × 224.

Результат преобразований показан на Рисунке 23 (без обрезания размера изображения):




Рисунок 23. GAF, RP и MTF изображения для сигнала в I отведении образца с диагнозом NORM и образца с диагнозами IMI и AMI.

6.3. Метки

Метки создаются по следующему принципу:

- 1) добавим к каждой метке информацию о том, к какому классу (поле diagnostic_class в scp_statements.csv) относится диагноз (напр., диагнозы NDT, NST_, DIG, LNGQT относятся к классу STTC). По этим классам и будет происходить классификация;
- 2) представим метку (меткой является diagnostic_class) как бинарный вектор из 4 элементов. Комбинации нулей и единиц в этом векторе будет соответствовать класс(-у) диагноза(-ов). Таблица соответствия (Таблица 8).

Таблица 8. Таблица соответствия диагнозов и индексов вектора метки

index				
diagnostic	0	1	2	3
class				
NORM	0	0	0	0
MI	1	0	0	0
STTC	0	1	0	0
CD	0	0	1	0
НҮР	0	0	0	1

Пример комбинаций классов (Таблица 9):

Таблица 9. Пример комбинации классов диагнозов

diagnostic class	0	1	2	3
MI & HYP	1	0	0	1
STTC & CD & HYP	0	1	1	1

6.4. Разбиение на обучающую, валидационную и тестовую наборы

Разделим записи на обучающий, валидационный и тестовый наборы согласно предложенному самим поставщиком данных разбиению [16] (см. также [17]). Каждая запись относится к 1 из 10 складок (fold) (поле strat_fold в файле ptbxl-database.csv). Рекомендуется записи, относящиеся к 1-8 складкам, использовать в качестве обучающего набора; записи, относящиеся к 9-ой складке - в качестве валидационного набора; записи, относящиеся к 10-ой складке - в качестве тестового.

7. Архитектуры нейронных сетей

Реализации нейронных сетей представлена в Приложении В.

7.1. Рекуррентные нейронные сети

Рекуррентные нейронные сети (РНС, англ. Recurrent neural network, RNN) — это семейство нейронных сетей для обработки последовательных данных.

Простейшая сеть RNN с одним нейроном выглядит следующим образом (Рисунок 24):




Рисунок 24. Рекуррентный нейрон (слева), развернутый во времени (справа)⁷

Каждый рекуррентный нейрон имеет два набора весов: один для входов x_t и один для выходов предыдущего временного шага o_t : w_x и w_o . Если говорить о слое рекуррентных нейронов, тогда все весовые векторы можно поместить в матрицы W_x и W_o .

Выходной вектор целого рекуррентного слоя можно вычислить следующим образом:

$$o_t = \phi(W_x^T x_t + W_0^T o_{t-1} + b), \tag{9}$$

где b — вектор смещения, $\phi(\cdot)$ — функция активации.

Вычисление выхода рекуррентного слоя сразу для целого мини-пакета, помещая все входы на временном шаге t во входную матрицу

⁷ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Recurrent_neural_network_unfold.svg

На первом временном шаге, при t=0, предполагается, что все предшествующие выходы нулевые [25] - [26].

Ячейка памяти — часть нейронной сети, которая сохраняет состояние через временные шаги. Ячейка памяти на временном шаге t, обозначается как h_t ("h" означает "hidden" — "скрытое"), является функцией от некоторых входов на данном временном шаге и ее состояния на предыдущем временном шаге: $h_t = f(h_{t-1}, x_t)$. Выход на временном шаге t, обозначаемый o_t , также представляет собой функцию от предыдущего состояния и текущих входов. Для базовых ячеек, которые обсуждались до сих пор, выход просто равен состоянию, но в более сложных ячейках это не всегда так. Это означает, что скрытое состояние ячейки и ее выход могут отличаться (Рисунок 24).

Возможно построение двунаправленной рекуррентной сети. При такой конструкции два скрытых слоя RNN которые читают входные данные одна в прямом направлении, другая в обратном. Выходом на каждом временном шаге будет конкатенация выходов этих двух слоев. Такой подход полезен, если важно учитывать информация из прошлого и будущего одновременно.

Обучение рекуррентных сетей происходит методом обратного распространения ошибки (backpropagation). Веса регулируются с целью минимизации функции потерь между прогнозами модели и правильными метками. Алгоритм обратного распространения ошибки (backpropagation) вычисляет градиенты функции потерь относительно каждого веса и обновляет их с использованием метода оптимизации, такого как Adam или другие.

7.2. Gated Recurrent Unit

Из-за трансформаций, которым подвергаются данные при проходе через сеть RNN, на каждом временном шаге определенная информация утрачивается. Через некоторое время состояние сети RNN практически не содержит следов первых входов. Чтобы справиться с проблемой, были

предложены разнообразные типы ячеек с долговременной памятью. Одна из них ячейка управляемого рекуррентного блока (Gated Recurrent Unit - GRU).

GRU – упрощенная версия LSTM, которая не рассматривается в данном проекте, так как исходя из [13], GRU имеет лучшие показатели качества. Архитектура GRU показана на Рисунке 11.




Рисунок 25. Ячейка GRU^8

Обозначения на Рисунке 25:

- ◆ шлюз. Данные, проходя через шлюз, поэлементно умножаются на
 0 или 1. Если на 0 данные забываются, на 1 сохраняются;
- Z_t контроллер шлюза забывания и входного шлюза. Если Z_t выдает 1, то в шлюзе забывания будет 1, а во входном шлюзе 0 (см. элемент (1-) на Рисунке 25). Если Z_t выдает 0, то в шлюзе забывания будет 0, а во входном шлюзе 1;
- R_t контроллер шлюза. Управляет тем, какие части h_{t-1} будут показаны в главном слое tanh;
 - *tanh* главный слой. Базовая ячейка RNN;
 - σ сигмоидальная функция активация;
 - ⊕ сложение;

⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Recurrent_neural_network#/media/File:Gated_Recurrent_Unit.svg

Когда предыдущее состояние h_{t-1} поступает в ячейку GRU, оно проходит через шлюз R_t , и попадает в слой tanh, вместе с входными данными x_t . Результат tanh передается во входной шлюз и складываются с h_{t-1} , который прошел через шлюз забывания Z_t . Полученный результат будет состоянием ячейки на данном временном шаге (h_t) и ее выходом (o_t) .

Благодаря такой конструкции ячейки сеть способна сохранять более важную информацию и забывать менее важную.

7.3. Сверточные нейронные сети

Сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Network, CNN) — это тип искусственных нейронных сетей, используемых для анализа данных с топологической структурой, таких как изображения. CNN применяются для распознавания и классификации образов, объектов и паттернов в данных.

Работа сверточной нейронной сети обычно интерпретируется как переход от конкретных особенностей изображения к более абстрактным деталям, и далее к ещё более абстрактным деталям вплоть до выделения понятий высокого уровня. При этом сеть самонастраивается и вырабатывает сама необходимую иерархию абстрактных признаков (последовательности карт признаков), фильтруя маловажные детали и выделяя существенное.

СНС состоят из различных типов слоев, каждый из которых выполняет специфические функции для анализа входных данных. Основные слои СНС включают слои:

- свёртки,
- пулинга,
- полносвязные слои.




Рисунок 26. Архитектура CNN⁹

1) Слой свёртки (convolutional layer) является основным строительным блоком СНС. Этот слой проходит по всему изображению. Каждый нейрон этого слоя принимает во внимание не все выходные данные предыдущего слоя, а прямоугольную область (например, 5х5), в биологии называемую рецепторным полем. Смещение от одной прямоугольной области к другой называется страйдом. Веса нейронов могут быть представлены как небольшие изображения размером рецепторного поля. Такие наборы весов называются фильтрами или ядрами (Рисунок 26). Слой с нейронами, использующими один и тот же фильтр, выдает карту признаков, выделяющую области изображения, которые больше всего активируют фильтр. Фильтры можно определять вручную, но на практике это делается алгоритмом обучения. Подводя итог, слой свертки выдает множества карт признаков на число ядер свертки.

⁻

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA %D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0 %BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B 9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8.png

- 2) Слой пулинга или субдискретизирующий слой (pooling или subsampling) сжимает входное изображения для сокращения вычислительных нагрузок и количества параметров (тем самым уменьшая риск переобучения). Как и в слое свертки, каждый нейрон пулинга связан с выходами ограниченного числа нейронов из предыдущего слоя, которые расположены внутри небольшого прямоугольного рецепторного поля. Однако нейрон пулинга не имеет весов, он лишь агрегирует входы с применением функции агрегирования, такой как максимум или среднее.
- 3) Полносвязный слой. После нескольких этапов свёртки и пулинга изображение преобразуется от сетки с высоким разрешением к более абстрактным картам признаков. На каждом следующем уровне количество каналов увеличивается, а размер изображения в каждом канале уменьшается. В итоге получается большой набор каналов, каждый из которых содержит небольшое количество данных (иногда даже один параметр), которые представляют самые абстрактные характеристики исходного изображения. Эти данные затем объединяются и передаются в обычную полносвязную нейронную сеть, которая может состоять из нескольких слоёв. В полносвязных слоях уже нет пространственной структуры пикселей, и размерность этих слоёв относительно мала по сравнению с количеством пикселей исходного изображения.

Обучение CNN происходит также методом обратного распространения ошибки (backpropagation). Веса регулируются с целью минимизации функции потерь между прогнозами модели и правильными метками. Алгоритм обратного распространения ошибки (backpropagation) вычисляет градиенты функции потерь относительно каждого веса и обновляет их с использованием метода оптимизации, такого как Adam или другие.

7.4. AlexNet

AlexNet — это глубокая сверточная нейронная сеть, разработанная Алексеем Крижевским, Ильей Сутскевером и Джеффри Хинтоном. Эта модель была представлена в 2012 году и завоевала первое место на конкурсе ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) 2012, значительно улучшив точность классификации изображений по сравнению с предыдущими методами.

АlexNet имеет пять сверточных и три полносвязных слоев. После каждого из них применяется функция активации (кроме последнего полносвязного). Дропоут в 0.5 применяется между первым и вторым полносвязными слоями в целях уменьшения риска переобучения. Размерность выхода последнего слоя равна количеству классов (если не учитывать размер мини-пакета), т.е. 4 в данном случае (не 5, так как отсутствие всех меток – это 5-ый класс) [25], [26]. Её архитектура представлена на (Рисунок 27).




Рисунок 27. Архитектура сети AlexNet

8. Описание параметров сетей

8.1. Функция потерь

Как мы уже говорили ранее (см. раздел 6.3. Метки), наши метка представлена в виде четырехэлементного бинарного массива, где 1 — означает принадлежность классу, а 0 — обратное. У нас задача многозначной классификации. Поэтому мы будем применять функцию потерь: бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE)

ВСЕ — это функция потерь, которая используется в задачах бинарной классификации. Она измеряет расхождение между предсказанными вероятностями и истинными бинарными метками (0 или 1). Эта функция потерь оценивает, насколько хорошо модель предсказывает вероятность принадлежности к одному из двух классов.

В PyTorch.nn имеется функция потерь <u>BCEWithLogitsLoss</u>[], которая перед тем, как произвести вычисление BCE, применяет ко всем входным элементом (логиты)

$$X = egin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \ ... & ... & ... \ x_{b1} & x_{b2} & x_{b3} & x_{b4} \end{bmatrix}$$
, где b — размер батча;

сигмоидную функцию $\sigma(x)$

$$f(x) = \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}},\tag{10}$$

чтобы преобразовать значения в вероятности:

$$\hat{y} = \sigma(x) = \begin{bmatrix} \sigma(x_{11}) & \sigma(x_{12}) & \sigma(x_{13}) & \sigma(x_{14}) \\ \sigma(x_{21}) & \sigma(x_{22}) & \sigma(x_{23}) & \sigma(x_{24}) \\ \dots & \dots & \dots \\ \sigma(x_{b1}) & \sigma(x_{b2}) & \sigma(x_{b3}) & \sigma(x_{b4}) \end{bmatrix}.$$

Затем вычисляется бинарная кросс-энтропия для каждой метки. Обозначим истинные метки как y:

$$y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} & y_{14} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} & y_{24} \\ \dots & \dots & \dots \\ y_{h1} & y_{h2} & y_{h3} & y_{h4} \end{bmatrix}.$$

ВСЕ вычисляется по формуле:

$$L(y, \hat{y}) = -(y \cdot \log(\hat{y}) + (1 - y) \cdot \log(1 - \hat{y})). \tag{11}$$

Применив эту функцию ко всем элементам матриц y и \hat{y} получаем матрицу потерь:

$$L = \begin{bmatrix} L(y_{11}, \hat{y}_{11}) & L(y_{12}, \hat{y}_{12}) & L(y_{13}, \hat{y}_{13}) & L(y_{14}, \hat{y}_{14}) \\ L(y_{21}, \hat{y}_{21}) & (y_{22}, \hat{y}_{22}) & L(y_{23}, \hat{y}_{b3}) & L(y_{24}, \hat{y}_{24}) \\ \dots & \dots & \dots \\ L(y_{b1}, \hat{y}_{b1}) & (y_{b2}, \hat{y}_{b2}) & L(y_{b3}, \hat{y}_{b3}) & L(y_{b4}, \hat{y}_{b4}) \end{bmatrix}.$$

Затем происходит усреднение потерь:

$$Loss = \frac{1}{b \cdot 4} \sum_{i=1}^{b} \sum_{j=1}^{4} L(y_{ij}, \hat{y}_{ij}), \tag{12}$$

что и будет окончательным результатом.

Если обобщить все вышеизложенные шаги, то получаем функцию потерь вида:

$$Loss = \frac{1}{b \cdot 4} \sum_{i=1}^{b} \sum_{j=1}^{4} -(y_{ij} \cdot \log(\sigma(x_{ij})) + (1 - y_{ij}) \cdot \log(1 - \sigma(x_{ij})).$$
 (13)

В нашем датасете классы несбалансированные, из-за чего функция потерь может смещаться. Для устранения этого недостатка добавляют веся к каждой положительной метке. Тогда функция потерь будет выглядеть следующим образом:

$$Loss = \frac{1}{b \cdot 4} \sum_{i=1}^{b} \sum_{j=1}^{4} -(p_{ij} y_{ij} \cdot \log(\sigma(x_{ij})) + (1 - y_{ij}) \cdot \log(1 - \sigma(x_{ij})). \tag{14}$$

Именно это функция применяется в данном проекте.

Веса же мы берем такие:

$$P = \left[\frac{n}{n_{mi}}, \frac{n}{n_{sttc}}, \frac{n}{n_{cd}}, \frac{n}{n_{hyp}}\right],$$

где

- n общее кол-во образцов,
- n_{mi} кол-во образцов с меткой, принадлежащих классу МІ,
- n_{sttc} кол-во образцов с меткой, принадлежащих классу STTC,
- n_{cd} кол-во образцов с меткой, принадлежащих классу CD,
- ullet n_{hyp} кол-во образцов с меткой, принадлежащих классу НҮР.

8.2. Функции активации

Функция активации в нейронных сетях — это математическая функция, которая применяется к выходу каждого нейрона (или узла) в сети. Она преобразует входное значение нейрона в выходное, которое затем передается на вход следующего слоя сети или используется как окончательный результат. Основная цель функции активации — добавить нелинейность в модель, что позволяет нейронной сети обучать и моделировать сложные данные.

Описание функций активаций, используемых в проекте:

• линейный выпрямитель (ReLU):

$$f(x) = ReLU(x) = \max(0, x);$$
 (15) область значений: $[0, \infty]$.

Используется в AlexNet;

• логистическая или сигмоид (sigmoid):

$$f(x) = \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}};$$
 (16)

область значений: (0, 1).

Применяется в GRU и BiGRU в контролерах шлюзов.

Гиперболический тангенс (tanh):

$$f(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}};$$
 (17)

область значений: (-1, 1).

Применяется в GRU и BiGRU в качестве основной функции активации.

8.3. Оптимизаторы

Алгоритм обратного распространения ошибки используется для вычисления градиентов функции потерь по параметрам нейронной сети. Это позволяет обновлять веса сети, чтобы минимизировать функцию потерь.

Шаги алгоритма:

- 1) Прямое распространение (Forward Propagation):
- Входные данные проходят через сеть, и на каждом слое вычисляются активации.
 - На выходном слое вычисляется предсказание сети.
- 2) Вычисление функции потерь (Loss Calculation):
 - Разница между предсказанием и реальным значением используется для вычисления ошибки (например, кросс-энтропия для классификации).
- 3) Обратное распространение ошибки (Backward Propagation):
 - Ошибка из выходного слоя передается назад через сеть.
 - На каждом слое вычисляется градиент ошибки по отношению к весам и смещениям.
- 4) Обновление весов (Weight Update):
 - Используя вычисленные градиенты, корректируем веса и смещения с помощью метода оптимизации (например, SGD или Adam).

Стохастический градиентный спуск (SGD)

SGD — это метод оптимизации, использующий случайные подвыборки данных для вычисления градиентов, что ускоряет обучение и позволяет обрабатывать большие датасеты.

Шаги алгоритма:

- 1) Выбор мини-партии (Mini-batch Selection). Из тренировочного набора данных случайным образом выбирается подвыборка (мини-пакет).
- 2) Вычисление градиентов (Gradient Calculation). Для каждой мини-пакет вычисляются градиенты функции потерь по весам.

3) Обновление параметров (Parameter Update). Параметры обновляются по формуле:

$$W = W - \eta \nabla L(W)W, \tag{18}$$

где η — скорость обучения, $\nabla L(W)$ — градиент функции потерь.

Преимущества и недостатки:

- Преимущества:
 - о Быстрое обновление параметров.
 - о Хорошая масштабируемость для больших наборов данных.
 - о Снижает вероятность застревания в локальных минимумах.
- Недостатки:
 - о Высокая дисперсия градиентов может затруднять достижение оптимума.
 - о Может потребоваться настройка скорости обучения.

Adam (Adaptive Moment Estimation) — это алгоритм оптимизации, который объединяет идеи AdaGrad и RMSProp и автоматически адаптирует скорости обучения для каждого параметра.

Шаги алгоритма:

- 1) Инициализация параметров. Векторы моментов m_t и v_t инициализируются нулями.
- 2) Обновление моментов (Moment Updates). Первый момент (среднее градиентов):

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t, \tag{19}$$

где β_1 — параметр сглаживания первого момента (обычно около 0.9).

Второй момент (среднее квадрата градиентов):

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 v_t, \tag{20}$$

где β_2 — параметр сглаживания второго момента (обычно около 0.999).

3) Коррекция смещения (Bias Correction). Скорректированные моменты:

$$\widehat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t},\tag{21}$$

$$\widehat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}. (22)$$

4) Обновление параметров (Parameter Update). Параметры обновляются по формуле:

$$W_t = W_{t-1} - \eta \frac{\widehat{m}_t}{\sqrt{\widehat{v}_t} + \epsilon},\tag{23}$$

где η — скорость обучения, ϵ — малое число для предотвращения деления на ноль.

Преимущества и недостатки:

- Преимущества:
 - о Адаптивные скорости обучения для каждого параметра.
 - Быстрое сходимость.
 - о Хорошо работает на шумных данных и с большими параметрическими пространствами.
- Недостатки:
 - о Могут потребоваться тонкая настройка гиперпараметров.
 - В некоторых случаях может не давать значительных преимуществ перед другими методами оптимизации.

9. Метрики качества для оценки моделей

Для оценки эффективности модели МО используются различные метрики качества. Они позволяют определить, насколько хорошо модель справляется со своей задачей.

Четыре основные метрики в задаче классификации это

- True Positive (TP) истинно положительные предсказания. Это количество объектов, которые действительно принадлежат положительному классу и которые модель также корректно идентифицировала как принадлежащие этому классу;
- True Negative (TN) истинно отрицательные предсказания. Это количество объектов, которые действительно принадлежат отрицательному классу и которые модель правильно идентифицировала как принадлежащие этому классу;
- False Positive (FP) ложно положительные предсказания. Это количество объектов, которые действительно принадлежат отрицательному классу, но модель неверно их классифицировала как принадлежащие положительному классу;
- False Negative (FN) ложно отрицательные предсказания. Это количество объектов, которые действительно принадлежат положительному классу, но модель неверно отнесла их к отрицательному классу.

Остальные метрики базируются на них.

Ниже приведен список важных оценок качества:

1) Чувствительность (Se, Sensitivity/Recall). Измеряет способность модели правильно идентифицировать положительные случаи из всех действительно положительных случаев

Sensitivity =
$$\frac{TP}{TP + FN}$$
. (24)

2) Специфичность (Sp, Specificity). Измеряет способность модели правильно идентифицировать отрицательные случаи из всех действительно отрицательных случаев

$$Specifity = \frac{TN}{TN + FP}. (25)$$

3) Точность (Ac, Accuracy). показывает долю правильных предсказаний модели среди всех предсказаний

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}. (27)$$

4) G-среднее (G-mean, Geometric Mean) — измеряет баланс между чувствительностью и специфичностью, предоставляя более сбалансированное представление о качестве модели по сравнению с другими метриками, такими как ассигасу, которые могут быть смещены в сторону доминирующего класса. G-mean особенно полезна при работе с несбалансированными наборами данных.

G-mean определяется как геометрическое среднее из чувствительности и специфичности:

$$G - mean = \sqrt{Sensitivity \times Specificity}.$$
 (28)

Наши данные несбалансированные, поэтому применение Accuracy будет ошибочным, т.к. ее оценка смещается в сторону доминирующего класса.

Метрики Sensitivity и Specificity имеют важную роль в медицинской предметной области, так как при маленьком значении первой — увеличивается риск пропуска патологии, а при маленьком значении второй — увеличивается риск на подозрение патологии и назначении дополнительных обследований.

Исходя из вышеизложенных соображений, основной оценкой качества модели в данном проекте выступает Sensitivity.

10. Обучение и тестирование моделей

Обучение проводилось на NVIDIA GeForce GTX 1650, использованием библиотеки РуТогсh. Код реализации обучения представлен в Приложении Г.

10.1. GRU

Параметры запуска обучения

```
model_parameters = {
    "input_size": 3,
    "hidden_size": 128,
    "num_layers": 2,
    "device": "cuda",
}
parameters = {
    "epochs": 15,
    "batch_size": 256,
    "learning_rate": 0.01,
    "12_decay": 0.0,
    "optimizer": "adam",
    "device": "cuda",
}
```

Таблица 11. Сводка по эпохам GRU

	Training-loss	Validation-loss	Sensitivity	Specificity
1	1.2145	1.0748	0.8323	0.5257
2	0.9252	0.9262	0.6827	0.8431
3	0.8160	0.8141	0.8050	0.7813
4	0.7618	0.8420	0.8880	0.6418
5	0.7495	0.8711	0.7657	0.7955

	Training-loss	Validation-loss	Sensitivity	Specificity
6	0.7212	0.8494	0.7433	0.8418
7	0.7124	0.8113	0.8443	0.7113
8	0.7121	0.8507	0.7204	0.8468
9	0.6796	0.7748	0.8176	0.7925
10	0.6629	0.7923	0.8056	0.7957
11	0.6746	0.8013	0.8170	0.7828
12	0.6955	0.7817	0.8236	0.7747
13	0.6660	0.7923	0.8476	0.7599
14	0.6660	0.8153	0.8454	0.7383
15	0.6750	0.8010	0.8362	0.7558

Таблица 12. Тестирование GRU

	TP	TN	FP	FN	Sensitivity	Specificity	G-mean
MI	31.17%	23.4%	24.59%	24.92%	85.45%	76.33%	80.77%
STTC	30.64%	24.46%	22.82%	18.38%	88.68%	78.41%	83.39%
CD	25.46%	27.41%	14.38%	34.89%	77.42%	86.6%	81.88%
HYP	12.73%	24.73%	38.21%	21.81%	73.28%	68.7%	70.95%
all	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	82.45%	77.22%	79.79%




Рисунок 28. График функций потерь на тренировочном наборе GRU




Рисунок 29. График функций потерь на валидационном наборе GRU




Рисунок 30. График Sensitivity GRU




Рисунок 31. График Specificity GRU

10.2. BiGRU

Параметры запуска обучения

parameters

{'epochs': 100, 'patience_limit': 15, 'batch_size': 256, 'learning_rate': 0.01,

'12 decay': 0.0, 'optimizer': 'adam', 'device': 'cuda'}

model_parameters

{'input_size': 3, 'hidden_size': 128, 'num_layers': 2, 'dropout': 0.3, 'device': 'cuda'}

Таблица 13. Сводка по эпохам двунаправленного GRU

	Training-loss	Validation-loss	Sensitivity	Specificity
1	1.1707	1.0972	0.7018	0.6390
2	0.8903	0.9219	0.8061	0.7467
3	0.7907	0.8268	0.8274	0.7348
4	0.7607	0.8363	0.8209	0.7621
5	0.8055	0.8493	0.8706	0.6687
6	0.7740	0.8463	0.7733	0.7932
7	0.7643	0.9546	0.6434	0.8884
8	0.7579	0.8450	0.8017	0.7557
9	0.7418	0.8244	0.7848	0.8186
10	0.7602	0.9322	0.8012	0.7008
11	0.8802	1.0004	0.6472	0.8484
12	0.9619	0.9966	0.7264	0.7111
13	0.9735	1.0701	0.8826	0.4549
14	0.9725	0.9928	0.6963	0.7877
15	0.9367	0.9640	0.7908	0.6790
16	0.9046	1.0323	0.6253	0.8244

	Training-loss	Validation-loss	Sensitivity	Specificity
17	0.8938	0.9897	0.8465	0.5886
18	0.8925	1.0632	0.8979	0.4514
19	0.9015	0.9177	0.7848	0.7195
20	0.8680	1.0075	0.6319	0.8363
21	0.8743	0.9550	0.8525	0.6250
22	0.8673	0.9209	0.7193	0.7705
23	0.8550	0.9101	0.8454	0.6547
24	0.8580	0.8932	0.8269	0.6844

Таблица 14. Тестирование двунаправленного GRU

	TP	TN	FP	FN	Sensitivity	Specificity	G-mean
MI	29.17%	25.39%	19.7%	34.02%	78.91%	74.88%	76.87%
STTC	30.85%	24.91%	22.17%	18.18%	88.1%	72.21%	79.76%
CD	25.94%	26.33%	20.08%	32.26%	77.82%	75.21%	76.5%
HYP	14.05%	23.37%	38.06%	15.54%	79.77%	58.68%	68.42%
all	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	81.36%	69.81%	75.36%




Рисунок 32. График функций потерь на тренировочном наборе двунаправленного GRU




Рисунок 33. График функции потерь на валидационном наборе двунаправленного GRU




Рисунок 34. График Sensitivity двунаправленного GRU




Рисунок 35. График Specificity двунаправленного GRU

10.3. AlexNet

Таблица 15. Сводка по эпохам AlexNet

	Training-loss	Validation-loss	Sensitivity	Specificity
1	1.1730	1.1582	0.4894	0.8274
2	1.0941	1.0908	0.6019	0.7957
3	1.0451	1.0914	0.8061	0.5438
4	1.0150	1.1476	0.6800	0.6496
5	0.9898	1.0406	0.8094	0.5675
6	0.9658	0.9982	0.8738	0.5157
7	0.9470	0.9722	0.7865	0.6827
8	0.9382	1.0151	0.7548	0.6699
9	0.9203	1.0289	0.7662	0.6686
10	0.9087	0.9812	0.8214	0.6403
11	0.8998	0.9458	0.7422	0.7526
12	0.8851	0.9549	0.7619	0.6856
13	0.8696	1.0019	0.7198	0.7722
14	0.8617	0.9532	0.8028	0.6963
15	0.8476	0.9784	0.7717	0.6586
16	0.8370	0.9741	0.8345	0.6238
17	0.8246	0.9690	0.7821	0.7073
18	0.8117	0.9825	0.7193	0.7593
19	0.7964	1.0158	0.7460	0.7341

Таблица 16. Тестирование AlexNet

	TP	TN	FP	FN	Sensitivity	Specificity	G-mean
MI	32.84%	20.11%	34.07%	22.43%	80.18%	63.29%	71.24%
STTC	28.97%	26.28%	17.68%	27.16%	74.66%	81.28%	77.9%
CD	28.74%	22.65%	29.67%	22.63%	77.82%	69.04%	73.3%
HYP	9.46%	30.96%	18.58%	27.78%	48.47%	82.95%	63.41%
all	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	73.43%	74.49%	73.96%




Рисунок 36. График функций потерь на тренировочном наборе AlexNet




Рисунок 37. График функции потерь на валидационном наборе AlexNet




Рисунок 38. График Sensitivity AlexNet




Рисунок 39. График Specificity AlexNet

Заключение

В ходе выполнения дипломной работы была разработана нейронная сеть для классификации данных электрокардиограммы по пяти классам:

- нормальный,
- инфаркт миокарда,
- изменение сегмента ST/T,
- нарушение проводимости,
- гипертрофия –

со следующими показателями качества:

- Sensitivity: 82.45%,
- Specificity: 77.22%,
- G-mean: 79.79%.

Такие показатели получила RNN с ячейкой памяти GRU.

Чтобы достичь цели были проделаны следующие шаги:

- 1) разработано графическое приложение для удобной настройки параметров обучения нейронной сети;
- 2) проведена предобработка данных, заключающаяся в фильтрации и нормализации сигналов ЭКГ в целях уменьшения влияния выбросов; а также в преобразовании сигналов в изображения GAF, RP, MTF в целях обучения на них сверточных нейронных сетей;
- 3) реализованы и обучены три архитектуры нейронных сетей: рекуррентные GRU и двунаправленный GRU и сверточный AlexNet;

Сравнив результаты тестирования моделей наилучшим из них оказалось GRU.

Основные причины, по которым показатели не превзошли полученных, могу быть следующими:

• несбалансированность классов и недостаточное количество меток некоторых из них. Например, можно заметить, что образцов с меткой НҮР

меньше всего. Логичным следствием этого является наихудшие предсказательные способности моделей по отношению к этому классу;

- изображения, полученные в ходе GAF, RP и MTF трансформаций в последствии усекаются из размеров 1000 × 1000 до 224 × 224, из-за чего происходит потеря информации. Усечение происходит, во-первых, по причине недостаточных вычислительных возможностей ЭВМ, на котором происходило обучения, во-вторых, архитектура AlexNet разработана под изображения 224 × 224;
- не исключено, что гиперпараметры обучения подобраны не самые подходящие для получения более надежного резултата.

Устранив данные недостатки, можно улучшить качество моделей.

Список литературы

- 1. 10 ведущих причин смерти в мире [Электронный ресурс]: Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.
- 2. Хэмптон Дж. Р. Основы ЭКГ: пер. с англ. М.: Мед. лит., 2006 224 с., ил.
- 3. E. F. Melgani, Pasolli and "Active learning methods for electrocardiographic signal classification", IEEE Trans. Inf. Technol. Biomed., vol. 14, 6, 1405-1416, Nov. no. pp. 2010, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5610575.
- 4. Y. H. Hu, S. Palreddy and W. J. Tompkins, "A patient-adaptable ECG beat classifier using a mixture of experts approach", IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 44, no. 9, pp. 891-900, Sep. 1997, https://ieeexplore.ieee.org/document/623058.
- 5. V. Chouhan and S. Mehta, "Threshold-based detection of P and T-wave in ECG using new feature signal", Int. J. Comput. Sci. Netw. Secur., vol. 8, no. 2, pp. 144-153,

 2008, https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=1cc1ef734898e
 340126bdb0eec5fbadb538de08b.
- 6. N. A. Bhaskar, "Performance analysis of support vector machine and neural networks in detection of myocardial infarction", Procedia Comput. Sci., vol. 46, pp. 20-30, Jan. 2015, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915000447?via%3Dih ub.
- 7. K. Minami, H. Nakajima and T. Toyoshima, "Real-time discrimination of ventricular tachyarrhythmia with Fourier-transform neural network", IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 46, no. 2, pp. 179-185, Feb. 1999, https://ieeexplore.ieee.org/document/740880.
- 8. H. Khorrami and M. Moavenian, "A comparative study of DWT CWT and DCT transformations in ECG arrhythmias classification", Expert Syst. Appl., vol. 37, no. 8, pp. 5751-5757, Aug. 2010,

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417410000722?via%3 Dihub.

- 9. L. N. Sharma, R. K. Tripathy and S. Dandapat, "Multiscale energy and eigenspace approach to detection and localization of myocardial infarction", IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 62, no. 7, pp. 1827-1837, Jul. 2015, https://ieeexplore.ieee.org/document/7047810.
- 10. P.-C. Chang, J.-J. Lin, J.-C. Hsieh and J. Weng, "Myocardial infarction classification with multi-lead ECG using hidden Markov models and Gaussian mixture models", Appl. Soft Comput., vol. 12, no. 10, pp. 3165-3175, Oct. 2012, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S156849461200275X?via%3 Dihub.
- 11. H. L. Lu, K. Ong and P. Chia, "An automated ECG classification system based on a neuro-fuzzy system", Proc. Comput. Cardiol., vol. 27, pp. 387-390, 2000, https://ieeexplore.ieee.org/document/898538.
- 12. K. A. Sidek, I. Khalil and H. F. Jelinek, "ECG biometric with abnormal cardiac conditions in remote monitoring system", IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Syst., vol. 44, no. 11, pp. 1498-1509, Nov. 2014, https://ieeexplore.ieee.org/document/6867363.
- 13. Hemaxi Narotamo, Mariana Dias, Ricardo Santos, André V. Carreiro, Hugo Gamboa, Margarida Silveira, Deep learning for ECG classification: A comparative study of 1D and 2D representations and multimodal fusion approaches, Biomedical Signal Processing and Control. 93 (2024) 106141, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174680942400199X.
- 14. ECG Interpretation for Everyone: An On-The-Spot Guide, First Edition. Fred Kusumoto and Pam Bernath. 2012 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2012 by John Wiley & Sons, Ltd. Перевод Абашин А.А., 2014.
- 15. Техника снятия ЭКГ [Электронный ресурс]: МТ диагностика. URL: https://mtdiagnostica.ru/readpage technika-sniatiia-iekg.html.

- 16. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset [Электронный ресурс]: PhysioNet. URL: https://physionet.org/content/ptb-x1/1.0.3/.
- 17. P. Wagner, N. Strodthoff, R.-D. Bousseljot, D. Kreiseler, F.I. Lunze, W. Samek, T. Schaeffter, PTB-XL, A large publicly available electrocardiography dataset, Sci. Data 7 (154) (2020) https://www.nature.com/articles/s41597-020-0495-6.
- 18. N.T. Bui, G.S. Byun, The comparison features of ECG signal with different sampling frequencies and filter methods for real-time measurement, Symmetry (ISSN: 20738994) 13 (2021) https://www.mdpi.com/2073-8994/13/8/1461.
- 19. H. Zhu, Y. Pan, K.T. Cheng, R. Huan, A lightweight piecewise linear synthesis method for standard 12-lead ECG signals based on adaptive region segmentation, PLoS One (ISSN: 1932-6203) 13 (2018) e0206170 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0206170.
- 20. H.Z. Li, P. Boulanger, A Survey of Heart Anomaly Detection Using Ambulatory Electrocardiogram (ECG), Sensors (Basel, Switzerland) (ISSN: 14248220) 20 (2020) https://www.mdpi.com/1424-8220/20/5/1461.
- 21. K.N. Rajesh, R. Dhuli, Classification of ECG heartbeats using nonlinear decomposition methods and support vector machine, Comput. Biol. Med. (ISSN: 1879-0534) 87 (2017) 271–284 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010482517301701?via%3 Dihub.
- 22. H. Sivaraks, C.A. Ratanamahatana, Robust and accurate anomaly detection in ECG artifacts using time series motif discovery, Comput. Math. Methods Med. (ISSN: 17486718) 2015 (2015) https://www.hindawi.com/journals/cmmm/2015/453214/.
- 23. Z. Ahmad, A. Tabassum, L. Guan, N.M. Khan, ECG heartbeat classification using multimodal fusion, IEEE Access 9 (2021), https://ieeexplore.ieee.org/document/9486862.

- 24. Convert a Time Series Into an Image with Gramian Angular Fields and Markov Transition Fields [Электронный ресурс]: Lazy Programmer. URL: https://lazyprogrammer.me/convert-a-time-series-into-an-image/.
- 25. Жерон, Орельен. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn, Keras и TensorFlow: концепции, инструменты и техники для создания интеллектуальных систем, 2-е изд.: Пер. с англ. СПБ.: ООО "Диалектика" 2020. 1040 с.: ил. Парал. тит. англ.
- 26. RNN, LSTM, GRU и другие рекуррентные нейронные сети [Электронный ресурс]. URL: http://vbystricky.ru/2021/05/rnn lstm gru etc.html.
- 27. AlexNet сверточная нейронная сеть для классификации изображений [Электронный ресурс]: Neurohive. URL: https://neurohive.io/ru/vidy-nejrostej/alexnet-svjortochnaya-nejronnaja-set-dlja-raspoznavanija-izobrazhenij.

Приложение А

```
DataProcessingPage.py
class DataProcessingPage(ctk.CTkFrame):
                                                                           self.frame processing 2d
                                                                                                            ProcessingFrame(self,
  def __init__(self, controller):
                                                                       обработка", 2)
    #8 row 4 col
                                                                           self.frame processing 2d.grid(
    super(). init (controller)
                                                                              row=5, column=2, padx=20,
                                                                                                                pady=10,
                                                                                                                           sticky="ew",
    self.controller = controller
                                                                       columnspan=2
    self.grid_columnconfigure((0, 1, 2, 3), weight=1)
    self.grid_rowconfigure((0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), weight=1)
                                                                            self.button\_next\_page = ctk.CTkButton(
    self.label = ctk.CTkLabel(
                                                                              text="Выбрать нейронную сеть",
       self, text="Обработка
                                данных",
                                            fg_color="lightblue",
                                                                              command=lambda:
                                                                       controller.show_frame("NNSelectionPage"),
corner_radius=6
    self.label.grid(row=0,
                            column=0.
                                          padx=20.
                                                        pady=20,
                                                                            self.button_next_page.grid(row=6,
                                                                                                                 column=3,
                                                                                                                               padx=20,
sticky="ew", columnspan=4)
                                                                       pady=(10, 20), sticky="ew")
    # self.button back = ctk.CTkButton(
                                                                         def download data(self):
                      self,
                             text="Назад",
                                              command=lambda:
                                                                                  self.window download
                                                                                                             is
                                                                                                                    None
                                                                                                                                     not
controller.show_frame("MainMenu")
                                                                       self.window_download.winfo_exists():
    #)
                                                                              self.window_download = DownloadWindow(self)
    # self.button_back.grid(row=1, column=0, padx=20, pady=10,
                                                                           else:
sticky="ew")
                                                                              self.window_download.focus()
    self.window_download = None
                                                                       class DatasetFrame(ctk.CTkFrame):
    self.button download = ctk.CTkButton(
                                                                         def __init__(self, parent):
       self, text="Скачать PTB-XL", command=self.download data
                                                                           super().__init__(parent)
                                                                           self.path_data_raw = Path(PROJECT_ROOT, "data", "raw")
    self.button download.grid(
                                                                           self.raw datasets = tuple(self.path data raw.iterdir())
      row=2,
               column=0, padx=20, pady=10,
                                                    sticky="ew",
columnspan=4
                                                                            self.grid columnconfigure(tuple(range(len(self.raw datasets))),
                                                                       weight=1)
    self.frame_frequency = FrequencyFrame(self)
                                                                           self.title = ctk.CTkLabel(
                                                                              self, text="Датасет", fg_color="lightblue", corner_radius=6
    self.frame_frequency.grid(row=3,
                                         column=3,
                                                        padx=20,
pady=10, sticky="ew")
                                                                           self.title.grid(
                                                                              row=0.
    self.frame_leads = LeadsFrame(self)
    self.frame_leads.grid(
                                                                              column=0,
      row=4,
               column=0, padx=20, pady=10,
                                                    sticky="ew",
                                                                              columnspan=len(self.raw_datasets),
columnspan=4
                                                                              padx=10,
                                                                              pady=10,
    )
                                                                              sticky="ew",
    self.frame processing 1d
                                    ProcessingFrame(self,
обработка", 1)
                                                                            self.variable = ctk.StringVar(value="")
    self.frame processing 1d.grid(
       row=5, column=0, padx=20,
                                        pady=10, sticky="ew",
                                                                           self.radiobuttons = []
columnspan=2
                                                                            for i, dataset in enumerate(self.raw_datasets):
    )
                                                                              radiobutton = ctk.CTkRadioButton(
```

```
self,
                                            variable=self.variable,
                    text=dataset.name.
                                                                               self.
value=dataset.name
                                                                               text="Настройка гиперпараметров",
                                                                               command=self.next page,
       radiobutton.grid(row=1,
                                 column=i,
                                              padx=5,
                                                         padv=5.
sticky="ew")
                                                                             self.button_next_page.grid(row=3,
                                                                                                                  column=3,
                                                                                                                                 padx=20,
       self.radiobuttons.append(radiobutton)
                                                                        pady=(10, 20), sticky="ew")
  def get(self):
                                                                          def next_page(self):
    return self.variable.get()
                                                                            path_nn = self.var_nn.get()
                                                                            if\ path\_nn == "":
  def set(self, value):
                                                                               return
    self.variable.set(value)
                                                                            dimension = 1 if "nn1d" in path nn else 2
                       NNSelectionPage.py
PROJECT_ROOT = os.getenv("project_root")
                                                                            page = self.controller.frames["ParametersPage"]
                                                                            page.set_args(path_nn=path_nn, dimension=dimension)
class NNSelectionPage(ctk.CTkFrame):
                                                                            self.controller.show_frame(page.__class__.__name__)
  def init (self, controller):
    super(). init (controller)
     self.controller = controller
                                                                        class NNFrame(ctk.CTkFrame):
    self.grid_rowconfigure((0, 1, 2, 3), weight=1)
                                                                          def __init__(self, parent, dimension):
                                                                             super().__init__(parent)
    self.label = ctk.CTkLabel(
                                                                            self.grid_columnconfigure(0, weight=1)
                                   сети",
                                                                            self.label = ctk.CTkLabel(
       self, text="Нейронные
                                             fg_color="lightblue",
                                                                               self.
corner_radius=6
                                                                               text=f"{dimension}D Нейронные Сети",
    self.label.grid(row=0,
                                                                               fg_color="lightblue",
                             column=0,
                                           padx=20.
                                                        pady=20,
sticky="ew", columnspan=4)
                                                                               corner_radius=6,
    self.button back = ctk.CTkButton(
                                                                            self.label.grid(row=0,
                                                                                                     column=0,
                                                                                                                    padx=10,
                                                                                                                                 pady=20,
       self,
                                                                        sticky="ew")
       text="Назад",
       command=lambda:
                                                                            path nns = Path(PROJECT ROOT, "src", f"nn{dimension}d")
controller.show frame("DataProcessingPage"),
                                                                            self.radiobuttons = []
                                                                             for i, path_nn in enumerate(path_nns.iterdir(), start=1):
                                                                               if not path_nn.is_file() or path_nn.name == "__init__.py":
    self.button_back.grid(row=1, column=0, padx=20, pady=10,
sticky="ew")
                                                                                 continue
                                                                               radiobutton = ctk.CTkRadioButton(
    self.var_nn = ctk.StringVar()
                                                                                 self,
    self.frame nn1d = NNFrame(self, 1)
                                                                                 text=path nn.stem,
    self.frame nn1d.grid(
                                                                                 variable=parent.var nn,
       row=2, column=0, padx=20, pady=10, sticky="ew",
                                                                                 value=str(path nn),
columnspan=2
                                                                               radiobutton.grid(row=i, column=0, padx=10, pady=10,
                                                                        sticky="ew")
    self.frame_nn2d = NNFrame(self, 2)
                                                                               self.radiobuttons.append(radiobutton)\\
    self.frame nn2d.grid(
       row=2, column=2, padx=20, pady=10, sticky="ew",
                                                                                                ParametersPage.py
columnspan=2
    )
                                                                        PROJECT_ROOT = os.getenv("project_root")
     self.button next page = ctk.CTkButton(
```

```
class ParametersPage(ctk.CTkFrame):
                                                                           self.button\_next\_page.grid(row=5,
                                                                                                                               padx=20,
                                                                                                                column=3,
  def init (self, controller):
                                                                       pady=(10, 20), sticky="ew")
    super().__init__(controller)
    self.controller = controller
                                                                         def set_args(self, **kwargs):
    self.grid_rowconfigure((0, 1, 2, 3), weight=1)
                                                                            """Получение параметров из предыдущей страницы
    self.label = ctk.CTkLabel(
      self,
               text="Гиперпараметры",
                                            fg_color="lightblue",
                                                                              path_nn (str): путь к нейронной сети
                                                                              dimension (int): 1 или 2 (2D или 1D нейросеть будет
corner radius=6
                                                                       обучаться)
    self.label.grid(row=0,
                            column=0,
                                           padx=20,
                                                       pady=20,
sticky="ew", columnspan=4)
                                                                           self.kwargs = kwargs
                                                                           self.frame nn.init(kwargs["path nn"])
    self.button back = ctk.CTkButton(
                                                                           self.frame_dataset.init(kwargs["dimension"])
      self,
      text="Назад",
                                                                         def prev_page(self):
      command=self.prev page,
                                                                            for widget in self.frame dataset.winfo children():
                                                                              widget.destroy()
    self.button_back.grid(row=1, column=0, padx=20, pady=10,
                                                                            self.controller.show_frame("NNSelectionPage")
sticky="ew")
                                                                         def next_page(self):
    self.frame_parameters = ParametersFrame(self)
                                                                           self.frame_parameters.reset_color()
    self.frame_parameters.grid(
                                                                           self.frame_model_naming.reset_color()
      row=2, column=0, padx=20, pady=20,
                                                   sticky="ew",
columnspan=2
                                                                           if not self.frame_parameters.check_parameters():
    )
                                                                              return
                                                                           if not self.frame_model_naming.check_name():
    self.frame nn = NNFrame(self)
                                                                              return
    self.frame nn.grid(
      row=2, column=2, padx=20, pady=20, sticky="nsew",
                                                                            parameters = self.frame parameters.get()
columnspan=2
                                                                           model_name = self.frame_model_naming.get()
                                                                           dataset name = self.frame dataset.get()
                                                                           if dataset_name == "":
    self.frame_dataset
                             DatasetFrame(self)
                                                         CM. B
init_hyperparameters
                                                                              return
    self.frame_dataset.grid(
      row=3, column=0, padx=20, pady=20,
                                                    sticky="ew",
                                                                           path_nn = self.frame_nn.get()
columnspan=4
                                                                           # src.nn1(2)d
    )
                                                                           module = ".".join(path_nn.parts[-3:-1])
                                                                           model class
                                                                                                getattr(importlib.import module(module),
    self.frame model naming = ModelNamingFrame(self)
                                                                       path nn.stem)
    self.frame model naming.grid(
      row=4, column=2, padx=20, pady=20, sticky="ew",
                                                                            self.controller.frames["TrainingPage"].set_args(
columnspan=2
                                                                              model_class=model_class,
                                                                              dimension=self.kwargs["dimension"],
                                                                              model name=model name,
    self.button next page = ctk.CTkButton(
                                                                              dataset name=dataset name,
      self,
                                                                              parameters=parameters,
      text="Обучить модель",
      command=self.next_page,
                                                                           self.controller.show_frame("TrainingPage")
```

TrainingPage.py

```
PROJECT_ROOT = os.getenv("project_root")
                                                                           def set_args(self, **kwargs):
                                                                              """Принимает с предыдущей страницы данные
class RedirectText:
  def __init__(self, text_widget):
                                                                             kwargs:
    self.text widget = text widget
                                                                                model_class (type[Module]): класс нейронной сети
                                                                                dimension (int): 1 или 2 (2D или 1D нейросеть будет
  def write(self, string):
     self.text_widget.insert(ctk.END, string)
                                                                                model_name (str): имя, которая под которой будет
                                                                        сохранена модель
  def flush(self):
                                                                                dataset name (str): название датасета, на которой будет
    pass # Метод flush нужен для совместимости, но мы его не
                                                                        обучаться модель
                                                                                parameters (dict):
используем
                                                                                  (epochs, batch_size, learning_rate, l2_decay, optimizer: str
                                                                        = ["adam", "sgd"], device: str = ["cuda", "cpu", "mps"])
class TrainingPage(ctk.CTkFrame):
                                                                                model_parameters (dict): Параметры для конструктора
  def __init__(self, controller):
                                                                        модели. Default {}
    super(). init (controller)
                                                                             self.kwargs = kwargs
    self.controller = controller
     self.grid_rowconfigure((0, 1, 2, 3), weight=1)
                                                                             self.keep_stdout = sys.stdout
                                                                             self.keep_stderr = sys.stderr
     self.training_thread = None
                                                                             sys.stdout = RedirectText(self.label status)
                                                                             sys.stderr = RedirectText(self.label_status)
    self.label = ctk.CTkLabel(
       self, text="Обучение
                                             fg_color="lightblue",
                                 модели",
                                                                           def start(self):
                                                                             for frame_name, frame in self.controller.frames.items():
corner_radius=6
                                                                                if frame name != "TrainingPage" and frame name !=
     self.label.grid(row=0,
                             column=0,
                                           padx=20,
                                                         pady=20,
                                                                         "ResultsPage":
sticky="ew", columnspan=4)
                                                                                  frame.destroy()
                                                                                  self.controller.frames[frame name] = None
     self.button back = ctk.CTkButton(
                                                                             self.button_back.destroy()
       self.
       text="Назад",
                                                                             self.button start.destroy()
       command=self.prev_page,
                                                                             if
                                                                                     self.training thread
                                                                                                                     None
                                                                        self.training thread.is alive():
    self.button_back.grid(row=1, column=0, padx=20, pady=10,
                                                                                print("Запуск обучения...\n")
sticky="ew")
                                                                                self.training_thread = threading.Thread(
                                                                                  target=start_training, kwargs=self.kwargs
    self.button_start = ctk.CTkButton(
       self, text="Обучить модель", command=self.start
                                                                                self.training_thread.daemon = True
                                                                                self.training thread.start()
    self.button start.grid(
                                                                                self.check training thread()
       row=2, column=0, padx=20, pady=20, sticky="ew",
                                                                           def check training thread(self):
columnspan=4
                                                                             if self.training thread.is alive():
                                                                                # Если поток все еще активен, проверяем его снова через
    self.label_status = ctk.CTkTextbox(self, width=800, height=400)
                                                                        100 мс
    self.label status.grid(
                                                                                self.after(100, self.check training thread)
       row=3, column=0, padx=20, pady=20, sticky="ew",
                                                                             else:
                                                                                # Если поток завершился, обновляем статус
columnspan=4
    )
                                                                                print("Обучение завершено!\n")
    # self.label status.configure(state="disabled")
                                                                                sys.stdout = self.keep stdout
                                                                                sys.stderr = self.keep stderr
```

```
self.button_next = ctk.CTkButton(
                                                                             )
         self.
         text="Результаты",
                                                                             self.button finish = ctk.CTkButton(
         command=self.next_page,
                                                                                self,
                                                                               text="Закрыть",
       self.button next.grid(row=4, column=3, padx=20, pady=20,
                                                                               command=self.controller.destroy,
sticky="ew")
                                                                             self.button_finish.grid(row=3, column=1, padx=20, pady=10,
  def prev_page(self):
                                                                        sticky="ew")
     sys.stdout = self.keep stdout
    sys.stderr = self.keep_stderr
                                                                           def set_args(self, **kwargs):
    self.controller.show_frame("ParametersPage")
                                                                             """Принимает с предыдущей страницы данные
  def next_page(self):
                                                                             kwargs:
    self.controller.frames["ResultsPage"].set_args(
                                                                             model_name (str): имя, под которой сохранена модель
       model_name=self.kwargs["model_name"]
                                                                             self.model name = kwargs["model name"]
    self.controller.show frame("ResultsPage")
                                                                             self.frame files.init(self.model name)
                         ResultsPage.py
                                                                           def prev_page(self):
PROJECT_ROOT = os.getenv("project_root")
                                                                             for widget in self.frame_files.winfo_children():
                                                                                widget.destroy()
                                                                             self.controller.show_frame("TrainingPage")
class\ Results Page (ctk. CTk Frame):
  def __init__(self, controller):
    super().__init__(controller)
                                                                        class FilesFrame(ctk.CTkFrame):
    self.controller = controller
                                                                           def __init__(self, parent):
    self.grid rowconfigure((0, 1, 2, 3), weight=1)
                                                                             super(). init (parent)
     self.label = ctk.CTkLabel(
                                                                           def init(self, model name: str):
       self, text="Результаты обучения", fg_color="lightblue",
                                                                             self.model_name = model_name
corner radius=6
                                                                             path reports
                                                                                                     Path(PROJECT ROOT,
                                                                                                                                  "reports",
                                                                        self.model_name)
                                                                             self.labels_files = []
     self.label.grid(row=0,
                             column=0,
                                           padx=20,
                                                         pady=20,
sticky="ew", columnspan=4)
                                                                             self.buttons_open = []
                                                                             for i, path in enumerate(path_reports.iterdir()):
    self.button_back = ctk.CTkButton(
                                                                               label = ctk.CTkLabel(self, text=path.stem)
       self.
                                                                               label.grid(row=i, column=0, padx=20, pady=10, sticky="ew")
       text="Назад",
                                                                               button = ctk.CTkButton(
       command=self.prev page,
                                                                                  self, text="Открыть", command=lambda path=path:
                                                                        os.startfile(path)
    self.button_back.grid(row=1, column=0, padx=20, pady=10,
sticky="ew")
                                                                               button.grid(row=i,
                                                                                                      column=1,
                                                                                                                    padx=20,
                                                                                                                                  pady=10,
                                                                         sticky="ew")
                                                                                self.labels_files.append(label)
     self.frame_files = FilesFrame(self)
    self.frame_files.grid(
                                                                                self.buttons\_open.append(button)
                                                    sticky="ew",
       row=2, column=0, padx=20, pady=20,
```

columnspan=4

Приложение Б

```
DIAGNOSTIC_CLASSES = list(
                        make_dataset.py
                                                                           set(scp statements.diagnostic class.values)
def make dataset(
                                                                         ) # метки (классы болезней)
                                                                         LABELS COUNT = (
  raw dataset dir name: str,
  processed dataset dir name: str,
                                                                           len(DIAGNOSTIC CLASSES) - 1
  dimension: int,
                                                                         ) # количество меток (классов болезней). Norm - все 0, поэтому
  sampling rate: int,
  leads: list[str],
  bar: Any = None,
                                                                         i_train, i_dev, i_test = 0, 0, 0
                                                                         n MI, n STTC, n CD, n HYP=(
):
                                                                           0,
  PROJECT_ROOT = Path(os.getenv("project_root"))
  PATH_RAW_DATA = Path(
                                                                           0,
                                                                           0,
    PROJECT_ROOT, "data", "raw", raw_dataset_dir_name
                                                                           0,
  ) # путь к каталогу с датасетом
  PATH PROCESSED DATA = Path(
                                                                         )
    PROJECT_ROOT, "data", "processed", f"{dimension}D",
                                                                         total = len(Y) + 20
processed_dataset_dir_name
                                                                         current = 0
  ) # путь к каталогу с обработанным датасетом
                                                                         filename = "filename hr" if sampling rate == 500 else
  for part in ("train", "dev", "test"):
                                                                      "filename lr"
    Path(PATH_PROCESSED_DATA,
                                                                         for y in Y.itertuples():
f"X_{part}").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
                                                                           signal, meta = wfdb.rdsamp(Path(PATH_RAW_DATA, getattr(y,
    Path(PATH PROCESSED DATA,
                                                                       filename)))
f"labels_{part}").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
                                                                           signal = signal[:, [meta["sig name"].index(lead) for lead in
                                                                      leads]]
  DEV_FOLD = 9
  TEST FOLD = 10
                                                                           if dimension == 1:
                                                                              signal = process1d(signal)
  # load and convert annotation data (cm. project/notebooks/1.0-vmr-
                                                                           elif dimension == 2:
ptbxl-data-review.ipynb)
                                                                              signal = process2d(signal)
  Y = pd.read_csv(Path(PATH_RAW_DATA, "ptbxl_database.csv"),
index_col="ecg_id")
                                                                           # Представим метки в виде вектора 0 и 1
  Y.scp_codes = Y.scp_codes.apply(lambda x: ast.literal_eval(x))
                                                                           labels = np.zeros(LABELS_COUNT)
                                                                           for label in y.diagnostic class:
  # Load scp_statements.csv for diagnostic aggregation
                                                                             # labels[diagnostic_classes.index(label)] = 1 # one-hot
                           pd.read_csv(Path(PATH_RAW_DATA,
  scp statements
                                                                      encoding
                                                                             if "MI" in label:
"scp_statements.csv"), index_col=0)
                                                                               labels[0] = 1
  scp_statements = scp_statements[scp_statements.diagnostic == 1]
                                                                                n MI += 1
  # Добавляем поле diagnostic_class к каждой записи из БД.
                                                                             if "STTC" in label:
diagnostic_class - это класс, обозначающий группу болезней.
                                                                                labels[1] = 1
  Y["diagnostic_class"] = Y.scp_codes.apply(
                                                                                n STTC += 1
    lambda scp codes: list(
                                                                              if "CD" in label:
       {
                                                                                labels[2] = 1
         scp statements.loc[diagnostic].diagnostic class
                                                                                n CD += 1
                                                                              if "HYP" in label:
         for diagnostic in scp_codes
         if diagnostic in scp_statements.index
                                                                                labels[3] = 1
                                                                                n_HYP += 1
    )
```

)

```
# Разбиение на тренировочную, валидационную и тестовую
выборки
                                                                         signal = znormolization(signal)
    if y.strat fold == DEV FOLD:
      np.save(Path(PATH_PROCESSED_DATA,
                                                        "X_dev",
                                                                         return signal
f"{i_dev}.npy"), signal)
       np.save(Path(PATH PROCESSED DATA,
                                                    "labels dev",
f"{i_dev}.npy"), labels)
                                                                       band_pass_filter = butter(2, [1, 45], "bandpass", fs=100,
       i dev += 1
                                                                       output="sos")
    elif y.strat fold == TEST FOLD:
       np.save(Path(PATH PROCESSED DATA,
                                                        "X test",
f"{i_test}.npy"), signal)
                                                                       def butterworth_filter(signal):
       np.save(Path(PATH_PROCESSED_DATA,
                                                                         """Band pass filter. Полосовой фильтр Баттерворта 2-ого
                                                    "labels_test",
f"{i test}.npy"), labels)
                                                                       порядка"""
       i test += 1
                                                                         return sosfilt(band_pass_filter, signal, axis=0)
    else:
       np.save(Path(PATH_PROCESSED_DATA,
                                                       "X_train",
f"{i train}.npy"), signal)
                                                                       def znormolization(signal):
       np.save(Path(PATH PROCESSED DATA,
                                                   "labels train",
                                                                         """Z-score normalization"""
f"{i_train}.npy"), labels)
                                                                         return zscore(signal, axis=0)
       i_train += 1
                                                                                                processing2d.py
    current += 1
                                                                       def process2d(signal: np.ndarray) -> np.ndarray:
    if bar is not None:
                                                                         signal = butterworth_filter(signal)
      bar(current, total)
                                                                         signal = minmax_normalization(signal)
  # некоторые необходимые дополнительные данные
                                                                         imgs = transform_to_image(signal)
  save_meta = {
                                                                         imgs = resize(imgs)
     "n sig": 3,
    "fs": sampling rate,
                                                                         return imgs
     "n classes": LABELS COUNT,
    "labels": {0: "MI", 1: "STTC", 2: "CD", 3: "HYP"},
     "n MI": n MI,
                                                                       band pass filter = butter(2, [1, 45], "bandpass", fs=100,
    "n_STTC": n_STTC,
                                                                       output="sos")
    "n_CD": n_CD,
    "n_HYP": n_HYP,
    "n train dev test": i train + i dev + i test,
                                                                       def butterworth_filter(signal):
    "n_train": i_train,
                                                                          """Band pass filter. Полосовой фильтр Баттерворта 2-ого
    "n_dev": i_dev,
                                                                       порядка"""
     "n_test": i_test,
                                                                         return sosfilt(band_pass_filter, signal, axis=0)
  with open(Path(PATH PROCESSED DATA, "meta.pkl"), "wb")
                                                                       def minmax normalization(signal: np.ndarray) -> np.ndarray:
as outfile:
                                                                         return (signal - np.min(signal, axis=0)) / (
                                                                            np.max(signal, axis=0) - np.min(signal, axis=0)
    pickle.dump(save_meta, outfile)
                                                                         )
  if bar is not None:
    bar(current + 20, total)
                                                                       GAF
                                                                                                  GramianAngularField(image_size=1000,
                        processing1d.py
                                                                       method="summation")
def process1d(signal: np.ndarray) -> np.ndarray:
                                                                       RP = RecurrencePlot(threshold="distance", percentage=20)
  """На одно отведение один столбец в массиве."""
                                                                       MTF = MarkovTransitionField(image size=1000, n bins=20)
```

signal = butterworth filter(signal)

```
return imgs
def transform_to_image(signal: np.ndarray) -> np.ndarray:
  # signal.shape() = (длина отведений = 1000 или 5000, кол-во
отведений)
  # 3 изображения GAF, RP, МТГ
                                                                      transform_resize
  imgs = np.zeros((signal.shape[1] * 3, signal.shape[0],
                                                                      AlexNet_Weights.IMAGENET1K_V1.transforms()
signal.shape[0]))
  i = 0
                                                                      def resize(imgs: np.ndarray) -> np.ndarray:
  for sig in signal.T:
                                                                        return (
    sig = sig.reshape(1, -1)
                                                                          transform_resize(torch.from_numpy(imgs.reshape(3, 3, 1000,
    imgs[i] = GAF.transform(sig)
                                                                      1000)))
    imgs[i+1] = RP.transform(sig)
                                                                          .numpy()
    imgs[i+2] = MTF.transform(sig)
                                                                          .reshape(9, 224, 224)
    i += 3
                                                                        )
```

Приложение В

```
GRU.py
                                                                                 X: dimension (batch_size, 1000, 3)
#
https://github.com/HemaxiN/DL ECG Classification/blob/main/gru.
                                                                              # начальные состояние:
                                                                              h = 0 = torch.zeros(
                                                                                 self.num layers * self.bidirectional,
class GRU(nn.Module):
                                                                                 X.size(0),
  def init (
                                                                                 self.hidden size,
    self,
                                                                              ).to(self.device)
                                                                              out\_gru, \_ = self.gru(X, h\_0)
    input\_size: int = 3,
    hidden size: int = 200,
                                                                                      out rnn
                                                                                                    shape:
                                                                                                                (batch_size,
                                                                                                                                  seq_length,
    num_layers: int = 2,
                                                                         hidden_size*bidirectional)
                                                                                                                                       1000,
                                                                                                                    (batch_size,
    dropout: float = 0.3,
                                                                         hidden_size*bidirectional)
    device="cuda",
                                                                              # last timestep
                                                                              out_gru = out_gru[:, -1, :]
    Define the layers of the model
                                                                              # out_rnn shape: (batch_size, hidden_size*bidirectional) - ready
    Args:
       input size (int): Кол-во входных признаков (1 на кол-во
                                                                         to enter the fc layer
                                                                              out fc = self.fc(out gru)
отведений, участвующих в обучение)
       hidden_size (int): Кол-во скрытых нейронов
                                                                              # out_fc shape: (batch_size, num_classes)
       num_layers (int): Кол-во слоев
       dropout (float): Вероятность отключения нейронов
                                                                              return out fc
                                                                                                      BiGRU.py
    super(GRU, self).__init__()
                                                                         https://github.com/HemaxiN/DL ECG Classification/blob/main/gru.
    self.input_size = input_size
    self.hidden_size = hidden_size
     self.num_layers = num_layers
                                                                         class BiGRU(nn.Module):
    self.dropout = dropout
     self.device = device
                                                                            def init (
    self.bidirectional = 1 # 1 - не двунаправленный, 2 -
                                                                              self,
двунаправленный
                                                                              input_size: int = 3,
                                                                              hidden_size: int = 200,
    self.gru = nn.GRU(
                                                                              num_layers: int = 2,
       input_size,
                                                                              dropout: float = 0.3,
                                                                              device="cuda",
       hidden_size,
       num_layers,
                                                                            ):
       dropout=dropout,
       batch_first=True,
       bidirectional=(self.bidirectional == 2),
                                                                                 input_size (int): Кол-во входных признаков (1 на кол-во
                                                                         отведений, участвующих в обучение)
                                                                                 hidden_size (int): Кол-во скрытых нейронов
    # 4 - на число классов
                                                                                 num layers (int): Кол-во слоев
    self.fc = nn.Linear(hidden_size * self.bidirectional, 4)
                                                                                 dropout (float): Вероятность отключения нейронов
  def forward(self, X: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
                                                                              super(BiGRU, self). init_()
                                                                              self.input_size = input_size
    Forward Propagation
                                                                              self.hidden_size = hidden_size
                                                                              self.num_layers = num_layers
                                                                              self.dropout = dropout
    Args:
```

```
self.device = device
                                                                               return out_fc
     self.bidirectional = 2 # 1 - не двунаправленный, 2 -
                                                                                                      AlexNet.py
двунаправленный
                                                                          https://pytorch.org/vision/main/_modules/torchvision/models/alexnet
     self.gru = nn.GRU(
                                                                          .html#AlexNet Weights
       input size,
       hidden_size,
                                                                          class AlexNet(nn.Module):
       num_layers,
                                                                            def __init__(
                                                                               self, input size: int = 9, num classes: int = 4, dropout: float = 0.5
       dropout=dropout,
       batch first=True,
                                                                            ) -> None:
       bidirectional=(self.bidirectional == 2),
                                                                               super().__init__()
                                                                               self.features = nn.Sequential(
                                                                                 nn.Conv2d(input size,
                                                                                                                 kernel size=11,
                                                                                                                                     stride=4,
    # 4 - на число классов
                                                                          padding=2),
    self.fc = nn.Linear(hidden size * self.bidirectional, 4)
                                                                                 nn.ReLU(inplace=True),
                                                                                 nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),
  def forward(self, X: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
                                                                                 nn.Conv2d(96, 288, kernel size=5, padding=2),
                                                                                 nn.ReLU(inplace=True),
                                                                                 nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),
    Args:
       X: размерность (batch_size, 1000, 3)
                                                                                 nn.Conv2d(288, 576, kernel_size=3, padding=1),
                                                                                 nn.ReLU(inplace=True),
                                                                                 nn.Conv2d(576, 384, kernel_size=3, padding=1),
    # начальные состояние:
    h = 0 = torch.zeros(
                                                                                 nn.ReLU(inplace=True),
       self.num_layers * self.bidirectional,
                                                                                 nn.Conv2d(384, 384, kernel_size=3, padding=1),
       X.size(0),
                                                                                 nn.ReLU(inplace=True),
       self.hidden_size,
                                                                                 nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2),
    ).to(self.device)
                                                                               )
                                                                               self.avgpool = nn.AdaptiveAvgPool2d((6, 6))
    out gru, = self.gru(X, h 0)
                                                                               self.classifier = nn.Sequential(
            out rnn
                          shape:
                                      (batch size,
                                                        seq length,
hidden size*bidirectional)
                                          (batch size,
                                                              1000,
                                                                                 nn.Dropout(p=dropout),
hidden_size*bidirectional)
                                                                                 nn.Linear(384 * 6 * 6, 6144),
                                                                                 nn.ReLU(inplace=True),
    # конкатенация выходов последнего временного шага из слоя
                                                                                 nn.Dropout(p=dropout),
"слева направо" и первого временного ряда слоя "справа налево"
                                                                                 nn.Linear(6144, 6144),
                                                                                 nn.ReLU(inplace=True),
    out_gru = torch.cat(
       (out_gru[:,
                    -1, : self.hidden_size],
                                                    out_gru[:, 0,
                                                                                 nn.Linear(6144, num_classes),
self.hidden_size :]),
                                                                               )
       dim=1,
                                                                            def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
                                                                               x = self.features(x)
    # out rnn shape: (batch size, hidden size*bidirectional) - ready
                                                                               x = self.avgpool(x)
to enter the fc layer
                                                                               x = torch.flatten(x, 1)
    out_fc = self.fc(out_gru)
                                                                               x = self.classifier(x)
    # out_fc shape: (batch_size, num_classes)
                                                                               return x
```

Приложение Г

```
main_training.py
                                                                            dataset_test = MyDataset(dataset_name, dimension, "test",
project_path = os.getenv("project_root")
                                                                          meta["n test"])
def start training(
                                                                            dataloader train = DataLoader(
  model class: type[nn.Module],
                                                                              dataset train,
                                                                                                        batch size=parameters["batch size"],
                                                                          shuffle=True
  dimension: int,
  model name: str,
  dataset_name: str,
                                                                            dataloader_dev
                                                                                                    DataLoader(dataset_dev,
                                                                                                                               batch_size=1,
                                                                          shuffle=False)
  parameters: dict,
                                                                            dataloader test
  model parameters: dict = \{\},\
                                                                                                    DataLoader(dataset test,
                                                                                                                               batch size=1,
                                                                          shuffle=False)
):
  """Основная функция запуска обучения и тестирования
                                                                            optimizer = (
модели.
  Включает в себя:
                                                                              torch.optim.Adam if parameters["optimizer"] == "adam" else
                                                                          torch.optim.SGD
  Args:
                                                                            )
    model_class (type[nn.Module]): класс модели
                                                                            optimizer = optimizer(
    dimension (int): размерность входных данных
                                                                              model.parameters(),
    model name (str): имя, под которым будет сохранена
                                                                              lr=parameters["learning rate"],
                                                                              weight_decay=parameters["12_decay"],
обученная модель
    dataset name (str): имя датасета, из которого будут загружены
                                                                            )
данные
     parameters (dict): гиперпараметры обучения в виде словаря
                                                                                           https://discuss.pytorch.org/t/weighted-binary-cross-
(epochs, batch_size, learning_rate, l2_decay, early_stop, optimizer: str
                                                                          entropy/51156/6
= ["adam", "sgd"], device: str = ["cuda", "cpu", "mps"])
                                                                                     https://discuss.pytorch.org/t/multi-label-multi-class-class-
                                                                          imbalance/37573/2
    model_parameters (dict): Параметры класса модели
                                                                            labels_weights = torch.tensor(
  # meta.keys() = (n \text{ sig, fs, } n \text{ classes, labels, } n \text{ MI, } n \text{ STTC, } n \text{ CD,}
                                                                                 meta["n train dev test"] / meta["n MI"],
                                                                                 meta["n train dev test"] / meta["n STTC"],
n HYP, n train dev test, n train, n dev, n test)
  device = parameters["device"]
                                                                                 meta["n_train_dev_test"] / meta["n_CD"],
  meta = Path(
                                                                                 meta["n_train_dev_test"] / meta["n_HYP"],
    project path,
                      "data",
                                 "processed",
                                                 f"{dimension}D",
dataset name, "meta.pkl"
                                                                              dtype=torch.float,
                                                                            )
  with open(meta, "rb") as f:
                                                                            loss_function
    meta = pickle.load(f)
                                                                          nn.BCEWithLogitsLoss(pos_weight=labels_weights).to(device)
                                                                            # https://learnopencv.com/multi-label-image-classification-with-
  # установка устройства, на котором запускается обучение
                                                                          pytorch-image-tagging/
  set_device(device)
                                                                          https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.BCEWithLogitsLo
  # установка seed на все модули рандома
  set seed(2024)
                                                                          ss.html
  model = model class(**model parameters).to(device)
                                                                            # эпохи в виде массива, для дальнейшего plot
  dataset_train = MyDataset(dataset_name, dimension,
                                                                            epochs = np.arange(1, parameters["epochs"] + 1)
                                                                            statistics = pd.DataFrame(
meta["n_train"])
                                                                              data = np.full ((parameters ["epochs"], 4), -1.0),
  dataset_dev = MyDataset(dataset_name, dimension, "dev",
meta["n_dev"])
                                                                              index=epochs,
```

```
columns=("Training-loss",
                                  "Validation-loss",
                                                       "Sensitivity",
                                                                                  patience_i += 1
"Specificity"),
  )
                                                                                if patience i == patience limit:
  # потери за каждый батч
                                                                                  print("Early stopping")
  train losses
                          np.zeros(int(np.ceil(meta["n_train"]
                                                                                  break
dataloader train.batch size)))
                                                                              # Тестирование на тестовой выборке
  best_model_sensitivity = (model, 0)
                                                                              test_quality_metrics = evaluate(
  best model dev loss = (model, float("inf"))
                                                                                best model dev loss[0],
  patience i = 0
                                                                                dataloader test,
  patience_limit = parameters["patience_limit"]
                                                                                meta["labels"].values(),
  for epoch in epochs:
                                                                                device,
    print(f"Epoch {epoch}")
                                                                              )
    train losses[:] = 0
                                                                              # Сохраняем модель
    for i, (X, label) in enumerate(dataloader_train):
                                                                              path_save_model = Path(project_path, "models", model_name)
       loss = train batch(X, label, model, optimizer, loss function,
                                                                              path save model.mkdir(parents=True, exist ok=True)
device)
                                                                                best_model_sensitivity[0].state_dict(),
       del X, label
                                                                                path_save_model / f" {model_name} _max_sens.pth",
       torch.cuda.empty_cache()
                                                                              torch.save(
       train_losses[i] = loss
                                                                                best_model_dev_loss[0].state_dict(),
                                                                                path_save_model / f" {model_name} _min_loss.pth",
    train_mean_loss = train_losses.mean().item()
                                                                              )
    dev_mean_loss = compute_dev_loss(
       model, dataloader_dev, loss_function, meta["n_dev"], device
                                                                              # Сохраняем результаты
                                                                              path reports = Path(project path, "reports", model name)
    statistics.at[epoch, "Training-loss"] = train mean loss
                                                                              path reports.mkdir(parents=True, exist ok=True)
     statistics.at[epoch, "Validation-loss"] = dev mean loss
    quality_metrics = evaluate(
                                                                              statistics.to_html(
       model, dataloader dev, meta["labels"].values(), device
                                                                                path reports / "training report.html",
                                                                                index=True,
                                                                                col_space=100,
    statistics.at[epoch, "Sensitivity"] = quality_metrics.at["all",
"Sensitivity"]
                                                                                float_format=lambda x: f"{x:.4f}",
    statistics.at[epoch, "Specificity"] = quality_metrics.at["all",
                                                                                justify="left",
"Specificity"]
                                                                              )
    print(f"Training-Loss: {train_mean_loss}")
                                                                              test_quality_metrics = percentage(test_quality_metrics)
    print(f"Validation-Loss: {dev mean loss}")
                                                                              test quality metrics.to html(
    print(f"Sensitivity: {quality_metrics.at["all","Sensitivity"]:.4f}")
                                                                                path reports / "test report.html",
    print(f"Specificity:
                                           {quality_metrics.at["all",
                                                                                index=True,
"Specificity"]:.4f}")
                                                                                col_space=100,
                                                                                float_format=lambda x: f"{x}%",
                                                                                justify="left",
     if
              quality_metrics.at["all",
                                              "Specificity"]
best model sensitivity[1]:
                                                                              )
       best model sensitivity = (model, quality metrics.at["all",
                                                                              save plot(
                                                                                statistics["Validation-loss"][statistics["Validation-loss"] > -0.9],
"Specificity"])
    if dev_mean_loss < best_model_dev_loss[1]:
                                                                                "Validation-Loss",
       best_model_dev_loss = (model, dev_mean_loss)
                                                                                path_reports,
       patience i = 0
                                                                                "validation loss",
    else:
                                                                              )
```

```
# Обратное распространение функции потерь. Вычисление
  save_plot(
    statistics["Training-loss"][statistics["Training-loss"] > -0.9],
                                                                          градиентов функции потерь
    "Training-Loss",
                                                                            loss.backward()
                                                                                Обновление параметров
    path_reports,
                                                                                                              оптимизатором
                                                                                                                                     основе
     "training_loss",
                                                                          вычисленных ранее градиентов
                                                                            optimizer.step()
                                                                            # Возвращаем значение функции потерь
  save_plot(
     statistics["Sensitivity"][statistics["Sensitivity"] > -0.9],
                                                                            return loss.item()
    "Sensitivity",
    path reports,
     "sensitivity",
                                                                          def compute_dev_loss(
                                                                            model: nn.Module,
                                                                            dataloader: DataLoader,
  save_plot(
    statistics["Specificity"][statistics["Specificity"] > -0.9],
                                                                            loss_function: nn.BCEWithLogitsLoss,
                                                                            n dev: int,
     "Specificity",
    path_reports,
                                                                            device: str,
     "specificity",
                                                                          ) -> float:
                                                                            """Вычисление потерь на валидационном датасете
  # Сохраняем параметры запуска модели
  with open(path_reports / "parameters.txt", "w") as f:
                                                                              model (nn.Module): модель
    if not model_parameters:
                                                                              dataloader (DataLoader): датасет
                                                                              loss_function (nn.BCEWithLogitsLoss): функция потерь
       model_parameters = {
         k: value.default
                                                                              n_int (int): количество образцов в валидационном датасете
                                                                              device (str): устройство "cpu" или "cuda" или "mps"
         for
                           k.
                                            value
                                                                 in
inspect.signature(model_class).parameters.items()
                                                                            Returns:
       }
                                                                               float: потери
                                                                            .....
    print(
       f"parameters\n {parameters}",
                                                                            model.eval()
       f"model parameters\n{model parameters}",
                                                                            with torch.no grad():
       model_parameters,
                                                                              dev_losses
                                                                                                           np.zeros(int(np.ceil(n_dev
       sep="\n\n",
                                                                          dataloader.batch size)))
       file=f,
                                                                              for i, (X, label) in enumerate(dataloader):
    )
                                                                                 X, label = X.to(device), label.to(device)
                                                                                 y_pred = model(X)
                                                                                 loss = loss_function(y_pred, label)
def train_batch(
                                                                                 dev_losses[i] = loss.item()
  X: torch.Tensor,
  label: torch.Tensor,
                                                                                 del X, label
  model: nn.Module,
                                                                                 torch.cuda.empty cache()
  optimizer: torch.optim.Optimizer,
  loss_function: nn.BCEWithLogitsLoss,
                                                                            model.train()
  device: str,
) -> float:
                                                                            return np.mean(dev_losses)
  X, label = X.to(device), label.to(device)
  # Обнуляем градиенты всех параметров
  optimizer.zero grad()
                                                                          def predict(model: nn.Module, X: torch.Tensor) -> np.ndarray:
                                                                             """Предсказание модели
  # Вызов метода forward(). Прямой проход по сети
  out = model(X)
  # Вычисление функции потерь. criterion - функция потерь
                                                                            Args:
  loss = loss function(out, label)
                                                                              model (nn.Module): модель
                                                                              X (torch.Tensor): (batch size, ...)
```

```
y_predict = predict(model, X)
  Returns:
                                                                           # метки
    np.ndarray: (batch_size, n_classes)
                                                                           y_true = label.cpu().numpy()
  # logits - логиты (ненормализованные вероятности) для
каждого класса для каждого примера в пакете данных.
                                                                           quality_metrics = compute_tptnfpfn(y_predict, y_true,
  logits = model(X) # (batch_size, n_classes)
                                                                    quality_metrics)
  # sigmoid - преобразование логитов в вероятности, т.е. в числа
в диапазоне [0,1]
                                                                           # Очистка памяти
  probabilities = torch.sigmoid(logits).cpu()
                                                                           del X, label
                                                                           torch.cuda.empty_cache()
  return (probabilities > 0.5).numpy()
                                                                       quality_metrics = compute_all_tptnfpfn(quality_metrics)
                                                                       quality_metrics = compute_metrics(quality_metrics)
                                                                       # Возврат модели в режим обучения
def evaluate(
                                                                       model.train()
  model: nn.Module,
  dataloader: DataLoader,
                                                                       return quality metrics
  diagnostic classes: tuple[str],
                                                                                              config run.py
  device: str,
) -> pd.DataFrame:
                                                                     class DeviceError(Exception):
  """Оценка качества модели
                                                                       pass
  Args:
                                                                    def set_seed(seed: int):
    model (nn.Module): модель
    dataloader (DataLoader): dev_dataloader or test_dataloader
                                                                       Конфигурация случайного генератора для воспроизводимости
    diagnostic_classes (tuple[str]): классы диагнозов meta["labels"]
                                                                     результатов обучения
= {0: "MI", 1: "STTC", 2: "CD", 3: "HYP"}
                                                                       Устанавливает seed для всех используемых модулей:
    device (str): "cpu" or "cuda" or "mps"
                                                                       - random
                                                                       - numpy
  Returns:
                                                                       - torch
    pd.DataFrame:
                                                                       - torch.cuda
    | TP | TN | FP | FN | Sensitivity | Specificity | G-mean |
    |-----|----|----|----|-----|-----|
                                                                       Также устанавливает флаг torch.backends.cudnn.deterministic =
    |MI | | | |
                          True также для воспроизводимости результатов обучения. В
    | STTC | | | |
                                                                    обычном режиме (при False) работы cuDNN использует
                           |CD | | | |
                          оптимизированные алгоритмы, которые могут включать в себя
                           некоторую степень неопределенности в вычислениях.
    |HYP | | | |
    |all | | | |
                        random.seed(seed)
  # Перевод модели в режим оценки
                                                                       np.random.seed(seed)
  model.eval()
                                                                       torch.manual seed(seed)
  # Отключение вычисления градиентов
                                                                       if torch.cuda.is available():
                                                                         torch.cuda.manual_seed(seed)
  with torch.no_grad():
    diagnostic_classes = tuple(diagnostic_classes) + ("all",)
                                                                         torch.backends.cudnn.deterministic = True
    quality_metrics = pd.DataFrame(
      data=np.zeros((len(diagnostic_classes), 7)),
      index=diagnostic classes,
                                                                    def set device(device: str):
      columns=("TP",
                        "TN".
                                                                       if device == "cpu":
                                         "FN".
                                                  "Sensitivity",
                                 "FP"
"Specificity", "G-mean"),
                                                                         torch.device("cpu")
    )
                                                                         return
    for i, (X, label) in enumerate(dataloader):
      X, label = X.to(device), label.to(device)
                                                                       if device == "cuda" and torch.cuda.is available():
```

прогноз модели

```
X = np.load(Path(self.path\_data\_X\_part, f"\{idx\}.npy"))
    torch.device("cuda")
    return
                                                                             label = np.load(Path(self.path_data_labels_part, f" {idx}.npy"))
  if device == "mps" and torch.backends.mps.is_available():
                                                                             return torch.tensor(X).float(), torch.tensor(label).float()
    torch.device("mps")
                                                                                                    metrics.py
    return
                                                                        def compute tptnfpfn(
                                                                          y_predict: np.ndarray, y_true: np.ndarray, quality_metrics:
  raise DeviceError(
                                                                        pd.DataFrame
     "The specified device is not available. Available devices: 'cpu',
                                                                           """Вычисление метрик TP | TN | FP | FN для каждого класса в
'cuda', 'mps'"
  )
                                                                        метке.
                            dataset.py
PROJECT ROOT = os.getenv("project root")
                                                                          Args:
                                                                             y_predict
                                                                                        (np.ndarray):
                                                                                                        прогноз
                                                                                                                              (batch_size,
                                                                                                                  модели
                                                                        num classes)
class MyDataset(Dataset):
                                                                             y_true (np.ndarray): метка (batch_size, num_classes)
  def init (self, dataset name: str, dimension: int, part: str,
                                                                             quality metrics (pd.DataFrame): Таблица вида
n samples: int):
    """Интерфейс датасета
                                                                             TP | TN | FP | FN | Sensitivity | Specificity | G-mean |
                                                                             |-----|----|----|-----|-----|------|
                                                                             | MI | | | |
    Args:
                                                                                                     |STTC| | | |
       dataset_name (str): название датасета
                                                                                                      dimension (int): размерность входных данных
                                                                             |CD | | | |
       part (str): часть датасета (train, dev, test)
                                                                             | HYP | | | |
                                                                                                      | all | | | |
       n_samples (int): количество образцов
                                                                                                    Returns:
     self.dataset_name = dataset_name
                                                                             pd.DataFrame: обновленный quality_metrics
     self.dimension = dimension
    self.part = part
                                                                          for prediction, true in zip(y_predict, y_true):
     self.n samples = n samples
                                                                             for i in range(len(prediction)):
                                                                               if prediction[i] == 1 and true[i] == 1:
     self.path data X part = Path(
                                                                                 quality metrics.iat[i, 0] += 1
       PROJECT ROOT,
                                                                               elif prediction[i] == 0 and true[i] == 0:
       "data",
                                                                                 quality_metrics.iat[i, 1] += 1
                                                                               elif prediction[i] == 1 and true[i] == 0:
       "processed",
       f" {dimension} D",
                                                                                 quality_metrics.iat[i, 2] += 1
                                                                               elif \ prediction[i] == 0 \ and \ true[i] == 1:
       dataset_name,
                                                                                 quality_metrics.iat[i, 3] += 1
       f"X_{part}",
    self.path data labels part = Path(
                                                                          return quality metrics
       PROJECT ROOT,
       "data",
       "processed",
                                                                        def compute_all_tptnfpfn(quality_metrics: pd.DataFrame):
                                                                          """Вычисление метрик общего кол-ва ТР | TN | FP | FN (строка
       f" {dimension} D",
       dataset name,
                                                                        'all').
       f"labels_{part}",
                                                                          Args:
                                                                             quality_metrics (pd.DataFrame): Таблица
  def __len__(self):
                                                                          Returns:
    return self.n_samples
                                                                             pd.DataFrame: обновленный quality_metrics
  def __getitem__(self, idx):
                                                                          for column in quality metrics.columns:
```

```
quality_metrics.at["all",
                                          column]
quality_metrics[column].sum()
                                                                            quality_metrics["TP"] = np.round(
                                                                              quality_metrics["TP"] / quality_metrics.loc["all", "TP"] * 100, 2
  return quality_metrics
                                                                            quality_metrics["TN"] = np.round(
                                                                              quality_metrics["TN"] / quality_metrics.loc["all", "TN"] * 100,
def compute metrics(quality metrics: pd.DataFrame):
                                                                          2
  """Вычисление метрик Sensitivity | Specificity | G-mean для
каждого класса в метке.
                                                                            quality_metrics["FP"] = np.round(
                                                                              quality_metrics["FP"] / quality_metrics.loc["all", "FP"] * 100, 2
  Args:
                                                                            )
                                                                            quality_metrics["FN"] = np.round(
    quality_metrics (pd.DataFrame): Таблица
  Returns:
                                                                              quality_metrics["FN"] / quality_metrics.loc["all", "FN"] * 100, 2
    pd.DataFrame: обновленный quality_metrics
                                                                            )
                                                                            quality_metrics["Sensitivity"]
  quality_metrics["Sensitivity"] = quality_metrics["TP"] / (
                                                                          np.round(quality_metrics["Sensitivity"] * 100, 2)
    quality_metrics["TP"] + quality_metrics["FN"] + 0.0001
                                                                            quality_metrics["Specificity"]
                                                                          np.round(quality metrics["Specificity"] * 100, 2)
  quality_metrics["Specificity"] = quality_metrics["TN"] / (
                                                                            quality_metrics["G-mean"] = np.round(quality_metrics["G-mean"]
    quality_metrics["TN"] + quality_metrics["FP"] + 0.0001
                                                                          * 100, 2)
  quality_metrics["G-mean"] = np.sqrt(
                                                                            return quality_metrics
    (quality_metrics["Sensitivity"] * quality_metrics["Specificity"])
                                                                                                      plotting.py
  )
                                                                          def save_plot(x_y, ylabel, path, name):
                                                                            """сохранение графика
  return quality_metrics
                                                                            Args:
                                                                              х у: двумерный итерабельный объект
def percentage(quality_metrics: pd.DataFrame):
                                                                              ylabel (str): имя оси ордина
  """Представление метрик в процентах
                                                                              path (str | Path): путь к папке для сохранения
                                                                              name (str): имя файла сохранения
  Args:
    quality_metrics (pd.DataFrame):
                                                                            plt.clf()
                                                                            plt.xlabel("Epoch")
                                                                            plt.ylabel(ylabel)
    quality_metrics (pd.DataFrame): Таблица
  Returns:
                                                                            plt.plot(x_y)
    pd.DataFrame: обновленный quality_metrics
                                                                            plt.savefig(Path(path, f"{name}.png"), bbox_inches="tight")
```